

CATÁLOGO GENERAL





"El presente catálogo está dirigido a profesionales de la industria de la salud, distribuidores, vendedores y especialistas. La información contenida en esta publicación es un resumen informativo por producto, para más información y datos técnicos ingresa a www.hergom-medical.com o solicita la ficha técnica correspondiente. Imágenes meramente informativas, el diseño de los productos y accesorios pueden variar. Las existencias y modelos de los artículos se encuentran sujetos a cambios. Consulta más información en nuestra página web [www.hergom-medical.com], sucursales o a través del 01 800 087 0890."

09

DIAGNÓSTICO

ESTETOSCOPIOS **10** /BAUMANÓMETROS **13** /TERMÓMETROS **20** /OTOSCOPIOS **21** /
LÁPIZ DE SENSIBILIDAD **21** /ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO **21** /DESTRUCTOR DE
JERINGAS **26** /TOCÓGRAFOS **26** /DOPPLERS **27** /OXIMETRÍA **34** /LOCALIZADORES DE
VENAS **35** /MONITORES **36** /LAPAROSCOPIA **40** /ENDOSCOPIA **41** /
ELECTROCARDIOGRAFOS **42** / COLPOCÁMARAS **50** / COLPOSCOPIOS **51** /
ULTRASONIDOS **56** /TRANSDUCTORES **60** / TORNQUETES **61** /

63

REHABILITACIÓN

MULETAS **66** /SILLAS DE RUEDAS **67** /CAMAS **71** /COLCHONES **75** /COJINES **77** /
OXÍGENO **80** / TENS - EMS **88** /PASTILLEROS **89** /BOLSAS DE HIELO **89** /

91

ELECTROCIRUGÍA Y LÁSER

LÁSER, ELECTROCIRUGÍA **92** /

101

ASPIRADORES

ASPIRADORES **104** /

109

ILUMINACIÓN Y EXPLORACIÓN

LENTES **112** / LÁMPARAS **113** /

119

CONTROL DE PESO

BÁSCULAS **120** / CINTAS MÉTRICAS **122** / PLICÓMETROS **124** /

127

MATERIAL DE CURACIÓN

LANCETAS **128** / CUBREBOCAS **129** / HOJAS DE BISTURÍ **130** /

135

ESTUCHES Y MALETINES

MALETINES **137** / ESTUCHES **140** /

W
C
I
D
I
N



DIAGNÓSTICO





WE CARE ABOUT YOU



ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLE.


E1-#S

- Excelente acústica.
- Equipado con campana simple de alta frecuencia.
- Olivas blandas para una mayor comodidad.
- Perfecta adaptación a los canales auditivos.
- Binaurales con tensión ajustable.
- Incluye portanombres y set de refacciones (oliva + membrana).
- Disponibles en color: azul, gris, negro, rojo y rosa.

ESTETOSCOPIO ADULTO DOBLE.

E1-#D

- Excelente acústica.
- Equipado con campana doble de alta frecuencia.
- Olivas blandas para una mayor comodidad.
- Perfecta adaptación a los canales auditivos.
- Binaurales con tensión ajustable.
- Incluye portanombres y set de refacciones (oliva + membrana).
- Disponibles en color: azul, gris, negro, rojo y rosa.



**E2-#S****ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO SIMPLE.**

- Estetoscopio pediátrico.
- Excelente acústica.
- Equipado con campana simple de alta frecuencia.
- Olivas blandas para una mayor comodidad.
- Binaurales con tensión ajustable.
- Incluye portanombres y set de refacciones (oliva + membrana).
- Disponible en color: azul o negro.

**E2-#D****ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO DOBLE.**

- Estetoscopio pediátrico.
- Excelente acústica.
- Equipado con campana doble de alta frecuencia.
- Olivas blandas para una mayor comodidad.
- Binaurales con tensión ajustable.
- Incluye portanombres y set de refacciones (oliva + membrana).
- Disponible en color: azul o negro.

**E3-#****ESTETOSCOPIO RAPPAPORT.**

- Excelente acústica.
- Manguera dual de silicón.
- Campana cromada con doble membrana.
- Olivas con rosca.
- Incluye set de refacciones: 3 campanas (pediátrica, neonatal, pinar); 1 juego de membranas; y 2 juegos de olivas).
- Disponible en colores: rojo, azul, gris, lila, naranja, negro, rosa y verde.

**E4-#****ESTETOSCOPIO PREMIER LUX .**

- Excelente acústica.
- Manguera de silicón.
- Campana de una cara.
- Campana estilizada de acero inoxidable.
- Olivas blandas con rosca.
- Disponible en color negro o vino.

**E5-#****ESTETOSCOPIO CLÁSICO ADULTO INOX.**

- Excelente acústica.
- Manguera de silicón.
- Campana doble de acero inoxidable con membrana sencilla.
- Olivas blandas con rosca.
- Incluye set de refacciones: membrana, olivas blandas, porta nombres.
- Disponible en color negro o vino.

**E8-#****ESTETOSCOPIO CARDIOLÓGICO CLÁSICO.**

- Excelente acústica.
- Manguera de silicón.
- Campana doble de acero inoxidable con membrana sencilla.
- Olivas blandas con rosca.
- Incluye set de refacciones: membrana, olivas blandas, porta nombres.
- Disponible en color negro o vino.





E6-#	E7-#	F-6
ESTETOSCOPIO CLÁSICO PEDIÁTRICO INOX. •Excelente acústica. •Manguera de silicón. •Campana doble de acero inoxidable con membrana sencilla. •Olivas blandas con rosca. •Incluye set de refacciones: membrana, olivas blandas, porta nombres. •Disponible en color negro. 	ESTETOSCOPIO CLÁSICO NEONATAL INOX. •Excelente acústica. •Manguera de silicón. •Campana doble de acero inoxidable con membrana sencilla. •Olivas blandas con rosca. •Disponible en color negro o vino. 	FUNDAS PARA ESTETOSCOPIOS PEDIÁTRICOS. •Confeccionados con tela extra suave y afelpada con detalles de peluche. •Diseño atractivo a la vista. •Para todo tipo de estetoscopios (no incluidos). •Fácil de colocar. •Modelos disponibles: Abeja (F-AB), Burro (F-BU), Conejo (F-CO), Dálmata (F-DA), Oso (F-OS) y Perro (F-PE).

ACCESORIOS Y REFACCIONES



RE1

AURICULAR CON OLIVAS.



RE4

CAMPANA DE ESTETOSCOPIO NEONATAL SIMPLE.



RE2

CAMPANA DE ESTETOSCOPIO ADULTO DOBLE.



RE5

CAMPANA DE ESTETOSCOPIO PEDIATRICO DOBLE.



RE3

CAMPANA DE ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLE.



RE6

CAMPANA DE ESTETOSCOPIO PEDIATRICO SIMPLE.

ACCESORIOS Y REFACCIONES



RE7

CAMPANA NEONATAL DOBLE INOXIDABLE.



RE8

MANGUERA DOBLE PARA ESTETOSCOPIO RAPPAPORT.



RE9

MANGUERA PARA ESTETOSCOPIO EN "Y".



RE10

MEMBRANA DE SENSIBILIDAD PARA ESTETOSCOPIO.



RE11

PORTA ESTETOSCOPIO.



RE12

PORTA NOMBRE PEDIÁTRICO.



RE13

SET DE REFACCIONES P/EST. (OLIVAS, MEMBRANA Y PORTA NOMBRE).



RE14

SET DE REFACCIONES P/EST. (OLIVAS, MEMBRANA).



RE15

SET REFACCIONES P/ ESTETOSCOPIO CARDIOLÓGICO.



RE16

SET REFACCIONES P/ ESTETOSCOPIO CLÁSICO.



RE17

SET REFACCIONES P/ ESTETOSCOPIO PREMIER LUX.



RB23

SET DE REFACCIONES RAPPAPORT.



BAUMANOMETRO ANEROIDE
POPULAR

B1-#



- Manómetro con carátula amplia de fácil lectura.
- Manguera y perilla en látex de colores.
- Brazal de nylon reforzado.
- Válvula de alta durabilidad.
- Incluye estuche de vinil para almacenamiento.

• Disponible en colores:



✓CheckATek
WE CARE ABOUT YOU



BAUMANÓMETRO ANEROIDE ECO

B2-#

- Manómetro con carátula amplia de fácil lectura y arillo reforzado.
- Manguera y perilla (antiderrapante) de silicona de color.
- Válvula de alta durabilidad.
- Brazal a color de nylon extra resistente.
- Bolsa de protección del mismo color que el baumanómetro.
- Auto calibrable con accesorio incluido.
- Disponible en colores sólidos y transparentes:



✓CheckATek
WE CARE ABOUT YOU

KIT SIMPLE BAUMANÓMETRO ANEROIDE POPULAR

B1-#S

- Kit de baumanómetro aneroide con estetoscopio simple.
- Estetoscopio equipado con campana simple de alta frecuencia.
- Olivas blandas para una mayor comodidad.
- Manómetro con carátula amplia de fácil lectura.
- Manguera y perilla en látex de color.
- Brazal de nylon reforzado.
- Válvula de alta durabilidad.
- Incluye estuche de vinil para almacenamiento.

• **Disponible en colores:**



El kit incluye estetoscopio del mismo color que el baumanómetro.



KIT SIMPLE DE BAUMANÓMETRO ANEROIDE ECO B2-#S



- Kit de baumanómetro aneroide con estetoscopio simple.
- Manómetro con carátula amplia de fácil lectura y arillo reforzado.
- Manguera y perilla (antiderrapante) en silicón de color.
- Válvula de alta durabilidad.
- Estetoscopio equipado con campana simple de alta frecuencia.
- Olivas blandas para una mayor comodidad.
- Brazal a color de nylon extra resistente.
- Bolsa de protección del mismo color que el baumanómetro.
- Auto calibrable con accesorio incluido.
- **Disponible en colores sólidos y transparentes:**



El kit incluye estetoscopio del mismo color que el baumanómetro.



**B1-#D****KIT DOBLE BAUMANÓMETRO POPULAR.**

- Kit de baumanómetro aneroide con estetoscopio doble.
- Estetoscopio equipado con campana doble de alta frecuencia.
- Olivas blandas para una mayor comodidad.
- Manómetro con carátula amplia de fácil lectura.
- Manguera y perilla en látex de color.
- Brazal de nylon reforzado.
- Válvula de alta durabilidad.
- Incluye estuche de vinil para almacenamiento.
- Disponible en colores: azul marino, gris, negro, rojo y rosa.

**B2-#D****KIT DOBLE BAUMANÓMETRO ANEROIDE ECO.**

- Kit de baumanómetro aneroide con estetoscopio doble.
- Manómetro con carátula amplia de fácil lectura y arillo reforzado.
- Manguera y perilla en silicón de color.
- Válvula de alta durabilidad.
- Estetoscopio equipado con campana simple de alta frecuencia.
- Olivas blandas para una mayor comodidad.
- Brazal a color de nylon extra resistente.
- Bolsa de protección del mismo color que el baumanómetro.
- Disponible en colores sólidos: azul marino, gris, negro. Y colores transparentes:

**B5-#****SET PEDIÁTRICO DE BAUMANÓMETRO 3 BRAZALES.**

- Set pediátrico de baumanómetro.
- Manguera y perilla de silicón.
- Carátula amplia de fácil lectura.
- 3 brazales ajustables para cuidado pediátrico, infantil y neonatal.
- Diseño con textura agradable y divertida para niños.
- Incluye estuche con bolsa auxiliar de transportación.

**B5-#S****SET PEDIÁTRICO DE BAUMANÓMETRO 3 BRAZALES CON ESTETOS SIMPLE.**

- Set pediátrico de baumanómetro.
- Manguera y perilla de silicón.
- Carátula amplia de fácil lectura.
- 3 brazales ajustables para cuidado pediátrico, infantil y neonatal.
- Diseño con textura agradable y divertida para niños.
- Incluye estuche con bolsa auxiliar de transportación.
- Incluye también 1 estetoscopio con campana simple de alta precisión.

**B11-#****BAUMANÓMETRO ANEROIDE DE ESCRITORIO.**

- Baumanómetro de escritorio.
- Carátula amplia de fácil lectura.
- Manguera de silicón en espiral.
- Brazal reforzado de nylon.
- Para uso en escritorio o pared.
- Carcasa disponible en color azul o negro.

**B13-#****BAUMANÓMETRO ANEROIDE CON PEDESTAL.**

- Baumanómetro de escritorio.
- Carátula amplia de fácil lectura.
- Manguera de silicón en espiral.
- Brazal reforzado de nylon.
- Para uso en escritorio o pared.
- Incluye pedestal para baumanómetro.
- Carcasa disponible en color azul o negro.

ACCESORIOS Y REFACCIONES



RB1

BRAZAL ADULTO
CON CÁMARA.



RB11

CÁMARA PARA
ADULTO.



RB18

MANÓMETRO
ANEROIDE
ECONOM.



RB2

BRAZAL ADULTO
CON CÁMARA LUX.



RB12

CÁMARA PARA
BRAZAL INFANTIL.



RB19

PERILLA CON
VALVULA.



RB4

BRAZAL INFANTIL
CON CÁMARA.



RB13

CÁMARA PARA
BRAZAL NEONATAL.



RB20

PERILLA SIN
VALVULA.



RB6

BRAZAL, NEONATAL
CON CÁMARA.



RB14

CÁMARA
PARA BRAZAL
PEDIÁTRICO.



RB21

MANGUERA
EN ESPIRAL
UNIVERSAL 2 MTS.



RB7

BRAZAL, OBESO
CON CÁMARA.



RB15

CONECTOR
MACHO Y HEMBRA.



RB25

PAPEL PARA
ELECTROCARDÍGRAFO
ECG100GVET 1 CANAL.



RB10

BRAZAL
PEDIÁTRICO CON
CÁMARA.



RB16

CONECTOR
UNIVERSAL PARA
MANGUERA.


**TD100****TERMÓMETRO DIGITAL RÍGIDO.**

- Uso oral, axilar y rectal.
- +/- 0.1 margen de error.
- Pantalla LCD de fácil lectura.
- Mide temperatura de 32°C a 42.9°C.
- Alarma Acústica de fiebre. Guarda la última lectura.
- Resultado en menos de 1 minuto.


**TD200****TERMÓMETRO DIGITAL FLEXIBLE.**

- Uso oral, axilar y rectal
- Impermeable (contra agua).
- +/- 0.1 margen de error.
- Pantalla LCD de fácil lectura.
- Mide temperatura de 32°C a 42°C.
- Alarma Acústica. Guarda la última lectura. Incluye baterías
- Resultado en menos de 1 min



ECT-10&**TERMÓMETRO DIGITAL PEDIÁTRICO.**

- Uso oral, axilar y rectal
- Pantalla LCD de fácil lectura.
- +/- 0.1 margen de error.
- Sonido indicador cuando la medición se completó.
- Mide temperatura de 32°C a 42.9°C.
- Toma 60 segundos para medir la temperatura corporal.
- Disponible con diseños en forma de perro (ECT-10PE), rana (ECT-10RA), panda (ECT-10PA) y pato (ECT-10PT).


**TDV01****TERMÓMETRO DIGITAL OTICO VETERINARIO.**

- Termómetro rectal para uso veterinario.
- Simple, preciso, medición confiable.
- Pantalla LCD y memoria.
- Mide la temperatura al instante.
- Rango de temperatura: 32°C a 44°C.
- Apto para todo tipo de animales.
- Apagado automático.


**TM100****TERMÓMETRO ORAL DE MERCURIO.**

- Termómetro clínico ORAL.
- De vidrio Transparente.
- Mercurio químicamente puro.
- Escala graduada en grados centígrados (35°C a 41°C).
- Con subdivisiones en décimas de grado.
- Caja con 12 piezas.


**TM200****TERMÓMETRO RECTAL DE MERCURIO.**

- Termómetro clínico RECTAL.
- De vidrio Transparente.
- Mercurio químicamente puro.
- Escala graduada en grados centígrados (35°C a 41°C).
- Con subdivisiones en décimas de grado.
- Caja con 12 piezas.

**D-100****OTOSCOPIO UNIVERSAL CON LUZ ESTÁNDAR.**

- Control de intensidad de luz (perilla en la parte superior del mango).
- Espéculos auriculares de diferentes diámetros.
- Lupa integrada a la cabeza del otoscopio removible.
- Estuche tipo piel color negro.
- Mango negro liso de plástico.
- Incluye 6 espéculos y lupa removible.

**KT-GF08P****OTOSCOPIO CON LÁMPARA Y ACCESORIOS ECONÓMICO.**

Kit de otoscopio económico incluye:

- 1 lámpara de diagnóstico.
- 4 espéculos reusables.
- 1 filtro de luz para oftalmo.
- 2 baterías AAA.
- 1 estuche de plástico rígido para guardar.
- 1 porta abatelenguas y 5 abatelenguas plásticos.

**GF19****LÁPIZ DE SENSIBILIDAD.**

- Diseño anatómico.
- Fácil de usar
- Útil y práctico
- Botón deslizable, clip de bolsillo.
- Incluye 5 repuestos

Estuche de diagnóstico GOWLANDS.

3003

•Oftalmoscopio Mod. Maylite. Otoscopio Mod. Friston.

•Espéculos reusables.

•Rinoscopio.
•Mango de acero.

•Lámpara laríngea.

•2 Espejos laríngeos.

•Depresor de lengua.

•Incluye 1 Foco de repuesto.



ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO LUZ HALÓGENO GOWLLANDS.

3003H

- Oftalmoscopio Mod. Maylite.
- Otoscopio Mod. Friston.
- Espéculos reusables (2.0,2.5,3.5, 4.5 y 5.5mm).
- Rinoscopio.
- Mango de acero.
- Lámpara laríngea.
- 2 espejos laríngeos (18 y 22mm).
- Dioptrías(-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0, 1,2,4,6,8,10,15,20,25+).
- Porta Depresor y Depresor de lengua.
- 1 foco de repuesto de 3volts.
- Estuche rígido.



3008M

OFTALMOSCOPIO GOWLLANDS (MOD. MAYLITE).

- Oftalmoscopio Mod. Maylite.
- Mango de acero.
- Dioptrías.
- Estuche rígido.
- Luz estándar.
- Incluye 1 Foco de repuesto.

3028N

SET OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO GOWLLANDS.

- Mango de acero.
- Espéculos reusables.
- Dioptrías.
- Estuche rígido.
- Luz estándar.
- Incluye 1 Foco de repuesto.

64400

SET OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO HALÓGENO GOWLLANDS.

- Mango de acero.
- Dioptrías.
- Estuche Rígido.
- Luz halógena.
- 5 Espéculos reusables.
- Incluye 1 Foco de repuesto.

**64404****ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HALÓGENO GOWLLANDS.**

- Oftalmoscopio modelo Mayfield profesional.
- Otoscopio con 5 espéculos reusables.
- Duplay espéculo nasal con magnificación.
- Mango de acero. Lámpara laríngea.
- 2 Espejos laríngeos.
- Estuche Rígido. Luz halógena.
- Depresor de lengua. Post nasal espejo.

**8408****OFTALMOSCOPIO HALÓGENO GOWLLANDS.**

- Oftalmoscopio profesional.
- Equipo con luz halógena
- Fibra óptica
- Con funda

**8600****SET VERDE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO HALÓGENO FIBRA ÓPTICA (MOD.IFIELD) GOWLLANDS.**

- Oftalmoscopio y otoscopio modelo Ifield.
- Equipo de luz halógena.
- 13 Espéculos.
- Fibra óptica.
- Estuche rígido.

**8616****OTOSCOPIO HALÓGENO FIBRA ÓPTICA (MOD. IFIELD) GOWLLANDS.**

- Equipo de luz halógena
- Fibra óptica
- Estuche rígido
- 25 Espéculos

**8700****SET AZUL OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO HALÓGENO FIBRA ÓPTICA (MOD. IFIELD).**

- Oftalmoscopio Modelo Ifield.
- Otoscopio Modelo Ifield.
- Equipo de luz halógena.
- 13 Espéculos.
- Fibra óptica.
- Estuche rígido.

**8708****OFTALMOSCOPIO GOWLLANDS (MOD. IFIELD).**

- Oftalmoscopio Modelo Ifield.
- Equipo de luz halógena.
- Fibra óptica.
- Estuche rígido.

**353V****SET MINI OTOSCOPIO VETERINARIO GOWLLANDS.**

- Otoscopio veterinario.
- Luz estándar.
- Fibra óptica.
- Fácil de transportar.
- Incluye estuche.

**3123****SET DE OTOSCOPIO VETERINARIO GOWLLANDS.**

- Otoscopio veterinario.
- Fibra óptica.
- Luz estándar.
- Espéculo de repuesto.
- Estuche rígido.

**3123H****SET OTOSCOPIO LUZ HALÓGENA VETERINARIO GOWLLANDS.**

- Otoscopio veterinario.
- Luz halógena.
- Fibra óptica.
- Espéculo de repuesto.
- Estuche rígido.

**3124****EQUIPO DE DIAGNÓSTICO OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO VETERINARIO GOWLLANDS.**

- Mango de acero
- 3 Espéculos reusables (5, 6 y 7mm).
- Luz estándar.
- Dioptrias (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+).
- 1 Foco de repuesto de 3 volts.
- Estuche rígido.

**3124H****EQUIPO DE DIAGNÓSTICO LUZ HALÓGENA VETERINARIO GOWLLANDS.**

- Mango de acero.
- 3 Espéculos reusables (5, 6 y 7bmm).
- Luz halógena.
- Dioptrias (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+).
- 1 Foco de repuesto de 3volts.
- Estuche rígido.





Set oftalmoscopio halógeno
veterinario GOWLANDS

64408

- Mango de acero.
- Luz halógena.
- Dioptrias (-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,4,6,8,10,15,20,25+).
- Disco auxiliar: filtro verde.
- Aberturas de luz: blanca grande, blanca chica, vertical y cuadrante.
- Lente convexo 50m/m Dim +5D/+5D.
- 1 Foco de repuesto de 3 volts.
- Estuche rígido.



DIAGNÓSTICO

ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO y ACCESORIOS

ACCESORIOS



611M

FOCO REFACCIÓN OFTALMOSCOPIO MOD. 64400/64404



638

FOCO REFACCIÓN OTOSCOPIO MOD. 64404/64400/3028N



838

FOCO REFACCIÓN OTOSCOPIO MOD. 8616/8700/8600

Destructor de jeringas BESTMAN BD-310

BESTMAN


- Rápido, eficaz, seguro y confiable.
- Destruye agujas de jeringa al instante.
- Eliminación total de cualquier rastro de infección latente.
- Vaporización de líquidos residuales durante el proceso de fusión.
- Equipado con cuchilla afilada de acero inoxidable.
- Protección automática en caso de sobrecalentamiento.
- Función "Ozone" para esterilizar el equipo antes o después de usarse.

Tocógrafo monitor fetal

TOCF1



- Pantalla LCD a color de 8 ", pantalla con elevación de 60 °.
- Registro manual del movimiento fetal.
- Guarda, reproduce e imprime la curva de monitoreo hasta 12 horas continuas.
- Zona de FHR normal en pantalla (120 BPM ~ 160 BPM).
- Alarma de FHR anormal.
- Transductor de 9 cristales y haz ancho.
- Impresora térmica incorporada de larga duración y alta resolución.
- Transductor 3 en 1

Doppler de bolsillo con pantalla
2 mhz. BESTMAN

BF500+

- Detecta la velocidad de los latidos del corazón del feto a partir de la duodécima semana.

- Pantalla LCD muestra: FCF, gráficas (interfaces duales), señal FCF sincrónica, indicador de batería e indicador de volumen.

- Pantalla LCD con dos interfaces para uso conveniente en la noche.

- Función de auto detección y alarma cuando la FCF está fuera del rango normal o batería agotada.

- Peso: 270g - Práctico y portátil.

- Altavoz incorporado y jack para audífonos.

BESTMAN

Doppler de bolsillo con pantalla
2 mhz. BESTMAN

BF500C

- Detección de latido fetal después de 12 semanas.

- Detección sanguínea de cordón umbilical.

- Detección de flujo carotideo.

- Detección placentaria por flujo sanguíneo.

- Coadyuvante en la detección de trastornos o malformaciones.

- Cuenta con JACK de salida para grabar sonidos.

- Pantalla LCD con luz, proporcionando excelente visión.

- Advertencia de latido fetal anormal.



BESTMAN**BFM-700****TOCÓGRAFO PANTALLA LCD BESTMAN.**

- Pantalla LCD 5.7 "
- Sistema de Doppler Pulsado.
- Curvas FCF y CU.
- Puerto RS-232 para transferencia de datos.
- Impresora térmica de gran velocidad.
- Transductor plano para FCF.
- Incluye maleta protectora anti impactos.
- También disponible en versión gemelar (BFM-700+), con dos transductores, doble puerto y 3 cinturones para transductor.

BESTMAN**BV-520****DOPPLER VASCULAR 8 MHZ. BESTMAN.**

- El más pequeño y práctico del mercado.
- Batería recargable.
- Pantalla de velocidad en tiempo real.
- Transductor con frecuencia de 8 Mhz.
- Único para detectar fluido vascular.
- Poder ultrasónico: 5mV.
- Sensibilidad +90db.

BESTMAN**BV-520T****DOPPLER VASCULAR 8 MHZ CON SOFTWARE BESTMAN.**

- Detecta el estado de flujo de la sangre venosa arterial de 8.0MHz.
- Velocidad del flujo sanguíneo promedio.
- Se puede utilizar para escuchar articulaciones temporo-mandibular.
- Ayuda al médico para comprobar las condiciones de las articulaciones y predecir el resultado del tratamiento.
- Pantalla: LCD a color de 128 x 96 puntos (Muestra flujo de velocidad media, PK, el tiempo, el volumen y batería).
- Incluye cargador, gel, manual, CD de instalación y llave USB.

BESTMAN**BF600++PU****DOPPLER PORTATIL C/PANTALLA 2.5 A 5 MHZ CON PEDESTAL.**

- Multi frecuencia fetal y vascular.
- Detección de latido fetal después de 12 semanas.
- Detección sanguínea de cordón umbilical.
- Detección de flujo carotideo.
- Detección placentaria por flujo sanguíneo.
- Coadyuvante en la detección de trastornos o malformaciones.
- Operación continua por más de 6 Hrs.
- Función de alarma cuando la FCF está fuera del rango normal.

BESTMAN**BF-610****DOPPLER PREMIUM 2.5 MHZ , 5 MHZ BESTMAN.**

- Pantalla LCD azul.
- Batería recargable de alta duración.
- Conexión directa a eliminación de poder.
- Pantalla con curva gráfica.
- Frecuencia cardiaca 60 mbp.
- Transductor de 2.5 mhz fetal.
- Transductor de 5 Mhz vascular.
- Sensibilidad de 90 db.

BESTMAN**BF-610P****DOPPLER GOLD (2.5 Mhz), 5 Mhz, 8 Mhz, Disco FETAL BESTMAN.**

- Pantalla LCD azul.
- Batería recargable de alta duración.
- Conexión directa a eliminación de poder.
- Pantalla con curva gráfica.
- Frecuencia cardiaca 60 a 180 mbp
- Transductor fetal de 2.5 mhz fetal.
- Transductores vasculares de 5 Mhz y 8 Mhz.
- Disco con cinturón.
- Sensibilidad de +90 db.

TRANSDUCTORES



BF180

TRASDUCTOR PLANO PARA TOCÓGRAFO BESTMAN (BF610P, BF700 y BF700+).

DOPPLERS



TRANSDUCTORES

**BF010**

TRANSDUCTOR FETAL 2.5 Mhz.(BF500, BF500++).

**BF120**

TRANSDUCTOR FETAL 1.5 MHZ DISCO (PARA BF610P, BF700 y BF700+).

**BF020**

TRANSDUCTOR FETAL 2.0 Mhz. (PARA BF500B, BF500C).

**BF130**

TRANSDUCTOR FETAL 2.5 MHZ (PARA BF-610, BF610P).

**BF050**

TRANSDUCTOR FETAL 2.5 Mhz.(PARA BF600, BF600++).

**BF140**

TRANSDUCTOR VASCULAR 5 MHZ. (PARA BF-610, BF610P).

**BF105**

TRANSDUCTOR VASCULAR 5 MHZ (PARA BF600, BF600++).

**BF150**

TRANSDUCTOR VASCULAR 8 MHZ (PARA BF-610, BF610P).

**BF110**

TRANSDUCTOR VASCULAR 8 MHZ (PARA BV-520).

BESTMAN

ACCESORIOS



CADO

CARGADOR DE 110V PARA DOPPLER DE BOLSILLO (BF500 y BF500+).



CG-54880

PAPEL PARA TOCOCARDIOGRAFO BESTMAN.



The background of the image is a blurred hospital room. On the right, a medical monitor is visible, displaying a green waveform. In the center-left, a patient is lying in a hospital bed, covered with a blue blanket. The overall lighting is soft and clinical.

smart
XIGNAL
monitors

WINTER

RESP

WELSH

1997

1



Mejora tu rendimiento

Oxímetro MD300C2

Oxímetro de pulso XIGNAL Adulto

- Ø Medición rápida (SpO2) y frecuencia de pulso.
- Ø Diseño ligero y compacto. Fácil de operar y llevar.
- Ø El Display muestra el índice de perfusión.
- Ø 4 tipos de orientación y 7 modos de Display.
- Ø Bajo consumo de energía: Indicador de batería baja.
- Ø Brillo ajustable, señal de insuficiencia.
- Ø Apagado automático.

Incluye
correa
para el
cuello



7 Modos de
visualización



DOPBF

DOPPLER DE BOLSILLO CON TRANSDUCTOR 2 MHZ

- Dispositivo portátil con detector de frecuencia cardíaca.
- Tres modos de operación: Modo de Visualización en Tiempo real FHR, Visualización Promedio FHR y Modo manual.
- Transductor Fetal de alta sensibilidad con conexión USB, intercambiable.
- Dimensiones: 135 mm x 95 mm x 35 mm. Peso: cerca de 180 g.
- **También disponible en KIT con transductor vascular 8 MHz.**



DOPBVF

KIT DOPPLER DE BOLSILLO CON TRANSDUCTOR FETAL y VASCULAR.

- Dispositivo portátil con detector de frecuencia cardíaca.
- Tres modos de operación: Modo de Visualización en Tiempo real FHR, Visualización Promedio FHR y Modo manual.
- Transductor Fetal de alta sensibilidad de 2MHz. con conexión USB, intercambiable.
- **transductor vascular 8 MHz (DOPBVF).**
- Dimensiones: 135 mm x 95 mm x 35 mm. Peso: cerca de 180 g.



MD300C53

OXÍMETRO DE PULSO XIGNAL PEDIÁTRICO.

- Oxímetro pediátrico de medición rápida (SpO2) y frecuencia de pulso.
- Diseño ligero y compacto en forma de rana.
- El Display muestra el índice de perfusión.
- 4 tipos de orientación de display, 7 modos de display.
- Bajo consumo de energía: Indicador de Batería baja.
- Brillo ajustable, señal de insuficiencia.
- Apagado automático



MD300K1

OXIMETRO DE PULSO PALM.

- Medición precisa de SpO2 y frecuencia de pulso.
- Software para transmisión de datos y almacenamiento.
- Bajo consumo de energía.
- Pantalla digital de LEDs.
- Barra de exhibición SpO2, PR.
- Hasta 100 datos de información del paciente.
- Almacenamiento de registros de 72 horas.



XScan-P

LÁMPARA LOCALIZADORA DE VENAS PEDIÁTRICO.

- Aplicación: neonato e infantil.
- Número de LEDs: 12.
- Color de leds: naranja (6) + rojo (6).
- Diámetro de anillo (14mm).
- Baterías de litio CR2 (no recargable).
- Tamaño: 67 x 42 x 21 mm.
- Peso incluyendo batería: 41 g.



XScan-A

LÁMPARA LOCALIZADORA DE VENAS ADULTO.

- Aplicación: adulto y pediátrico.
- Número de LEDs: 24.
- Color de leds: naranja (12) + rojo (12).
- Diámetro de anillo: (21mm).
- Batería integrada de ion litio recargable.
- Vida de la batería: 1.2-2.5 hrs.
- Tamaño (mm): 95 x 55 x 21.
- Peso incluyendo batería: 71 g.

M7

Monitor de paciente XIGNAL 8"

- Visualización de parámetros en pantalla preestablecidos.
- Gama de pacientes: Adultos y Pediátrico.
- Medición de SpO2, PR, ECG, HR, NIBP, RESP, TEMP.
- Pantalla: 8" en alta definición TFT display (16:9). Resolución: 800 x 600.
- 720 horas de reproducción de almacenamiento de trend data.
- 12 horas de reproducción de forma de onda de almacenamiento.



M12

Monitor de paciente XIGNAL 12"

- Visualización de parámetros en pantalla configurable.
- Gama de pacientes: Adultos y Pediátrico.
- Medición de SpO2, PR, ECG, HR, NIBP, RESP, TEMP.
- Dimensión: 312 mm. X 297 mm.
- Peso: 4.8 kg. Con baterías.
- Pantalla 12.1" pixel TFT en color. Resolución: 800x600.



SOPORTE PARA PARED DE MONITOR DE PACIENTE

SMP

Accesorios se venden por separado.



Monitor de paciente XIGNAL 15"

M15

- Visualización de parámetros en pantalla configurable.
- Gama de pacientes: Adultos y Pediátrico.
- Medición de SpO2, PR, ECG, HR, NIBP, RESP y dos canales TEMP, IBP.
- Dimensión: 363 x 168 x 339 mm.
- Peso: 4.9 kg. Con baterías.
- Pantalla 15.1" pixel TFT en color.



PEDESTAL UNIVERSAL PARA MONITOR DE PACIENTE

PU02

Accesorios se venden por separado.

Monitor de paciente XIGNAL 15"

M15C

- Visualización de parámetros en pantalla configurable.
- Gama de pacientes: Adultos y Pediátrico.
- Medición de SpO2, PR, ECG, HR, NIBP, RESP y dos canales TEMP, IBP.
- Dimensión: 363 x 168 x 339 mm.
- Peso: 4.9 kg. Con baterías.
- Pantalla 15.1" pixel TFT en color.
- Incluye CAPNÓGRAFO



La marca
líder de
instrumental
médico.





HERGOM[®]

PREMIUM

PROCESADOR DE IMAGEN LED DE LAPAROSCOPIA CON FUENTE DE LUZ

LXD-300

- Permite visualizar directamente los contenidos del abdomen y la pelvis a través de pequeñas incisiones mediante la creación de una cavidad virtual para exploración.
- Captura desde 1, 4, 12 imágenes de forma continua según se requiera.
- Vida de la lámpara: 20,000 hrs.
- Incluye: Pantalla de 10"; Fuente de luz; Fibra óptica; Cámara HD.
- Bajo consumo de energía.
- Peso: 9 Kg.



LENTES DE LAPAROSCOPIA PARA PROCESADOR DE IMAGEN LXD-300

OT#



OT1001	OT1002	OT1003	OT1004	OT601
• 100mm de longitud • 2.7mm de diámetro exterior	• 100mm de longitud • 2.9mm de diámetro exterior	• 100mm de longitud • 3.3mm de diámetro exterior	• 100mm de longitud • 2.9mm de diámetro exterior	• 60mm longitud • 2.7mm de diámetro exterior



PROCESADOR DE IMAGEN PARA ENDOSCOPIA
CON MONITOR DE VIDEO

VIS2100S

- Monitor LCD 12 pulgadas.
- Lámpara LED 40 W.
- Vida de la lámpara: 30,000 horas.
- Temperatura de color: 6,000 K.
- Bomba duradera y silenciosa.
- Imagen y video capturados y guardados en tarjeta SD.
- Captura de imagen guardada en la tarjeta SD
- Vídeo Compuesto *1, vídeo Y/C *2



DIAGNÓSTICO

ENDOSCOPIA



ENDOSCOPIOS PARA USO VETERINARIO XIGNAL

AGVE2100#

Esta serie de endoscopios veterinarios adaptan la pantalla CCD de color Sony con 440k pixeles y gran sensibilidad para imágenes de alta definición.

Equipos disponibles:

AGVE2100AL ENDOSCOPIO ESPECIES GRANDES.

Longitud de trabajo de 3,3 m, adecuado para caballos, ganado, ballenas, delfines, etc. Examen del tracto digestivo animal o extracción de cuerpos extraños.

AGVE2100P: ENDOSCOPIO ESPECIES PEQUEÑAS.

Diámetro exterior de inserción de sólo 9,0mm, hasta 1,5m de longitud de trabajo. Adecuado para los perros pequeños(mascotas), gatos, sellos, pingüinos, entre otros. Examen del tracto digestivo animal o extracción de cuerpos extraños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO	AGVE-2100AL	AGVE-2100P
Vista del Campo	120°	120°
Profundidad de vista	3-100 mm	3-100 mm
Rango de flexión de punta	Arriba/Abajo: 180° Izquierda/Derecho: 160°	Arriba/Abajo: 210°/90° Izquierda/Derecho: 100°
Diámetro Del Extremo Distal	ø12.9mm	ø9.0mm
Diámetro Del Tubo De Inserción	ø12.9mm	ø9.0mm
Cánel De Trabajo	ø3.7mm	ø2.2mm
Longitud De Trabajo	3300mm	1500mm



VITAPIA5500

MONITOR PORTÁTIL AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA).

- Diseño portátil y compacto.
- Rango de Pacientes: adulto, pediátrico, neonatal
- Medición SYS / DIA / MAP / PR. NIBP, SPO2 y frecuencia de pulso con modo de medición: Automático/ ciclo automático no invasivo.
- Incluye sensor de oximetría y brazal para PANI adulto.
- Monitor: LCD 2.4" TFT color (320 X 240 puntos).
- Dimensión: 127 X 66 X 36 mm.
- Peso: ≤ 350g (Incluyendo baterías).



ECG100GVET

ELECTROCARDIOGRAFO USO VETERINARIO 1 CANAL.

- Registra la forma de onda de ECG con modo manual o automático.
- Compatible con AC y DC para suministro de energía.
- Sistema de salida: matriz térmica de alta resolución (8dots / mm).
- Respuesta de frecuencia de grabación: hasta 150Hz.
- En estado de CC óptimo, el dispositivo puede esperar 7 hrs., imprimir 4 hrs. de forma continua y grabar 150 pzs. de forma de onda de ECG.
- Dimensiones: 315x215x77mm, peso neto: 1 kg.



ECG300GVET

ELECTROCARDIOGRAFO USO VETERINARIO DE 3 CANALES.

- Registra la forma de onda de ECG con modo manual o automático.
- Compatible con AC y DC para el suministro de energía.
- Muestra la forma de onda de ECG de 3/6/12 derivaciones y los estados de modo de impresión, sensibilidad, velocidad del papel, filtro, etc.
- Memoria de alta capacidad incorporada, almacena hasta 1000 casos.
- Dimensiones: 315 x 215 x 77 mm. Peso neto: 1.6 kg.



CMS5000VET

MONITOR 3 PARAMETROS PARA USO VETERINARIO.

- Aplicable para monitoreo de NIBP y SpO2 de gatos, perros y otros animales.
- Batería recargable de litio incorporada para control ininterrumpido.
- Interfaz fácil de usar.
- Aspecto compacto y flexible, operación simple, fácil de transportar.
- Pantalla con LCD TFT a color de 2.4 " (320 x 240) y LED de resaltado azul.
- Memoria Flash única, almacenamiento para hasta 2000 datos NIBP o datos SpO2 de 48 horas.
- Cómodo y rápido en datos de medición inquisitivos.




MD300K1-V

OXIMETRO PALM PARA USO VETERINARIO

- Medición precisa de SpO2 y frecuencia de pulso para uso veterinario.
- Dispositivo portátil, compacto, simple, confiable y durable.
- Bajo consumo de energía: indicador de batería baja.
- Pantalla digital de LED.
- Hasta 99 datos de información del paciente.
- Almacenamiento de registros de 72 horas.
- Dimensiones: 131 x 61 x 30 mm. Peso: 80 grs.



ACCESORIOS



PTOCF1

PAPEL PARA MONITOR FETAL TOCF1.



MD300A

SENSOR DE OXIMETRÍA ADULTO.



MD300N

SENSOR NEONATAL MOD. MD300B.



MD300P

SENSOR PEDIÁTRICO MOD. MD300B.



IP-1010A

SENSOR ADULTO MOD. IP-1010, IP-1020.



IP-1010E

EXTENSOR PARA SENSOR MOD. IP-1010, IP-1020



IP-1010P

SENSOR PEDIÁTRICO MOD. IP-1010, IP-1020.



IP-1010 SN

SENSOR NEONATAL MOD. IP-1010, IP-1020.



IP-1020A

BRAZAL ADULTO MOD. IP-1020.



IP-1020N

BRAZAL NEONATAL MOD. IP-1020.




IP-1020O

BRAZAL OBESO MOD. IP-1020.




IP-1020P

BRAZAL PEDIATRICO MOD. IP-1020.



PEG100

PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO ECG100GVET 1 CANAL.



PEG300

PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO ECG300GVET 3 CANALES.

812AR

ELECTROCARDIOGRAFO CON INTERPRETACIÓN
CON PANTALLA MÓVIL Y TOUCH TRISMED.



TRISMED

- Pantalla Touch.
- 12/6/3 canales de registro.
- Rollo de papel de impresión 216 m.
- Pantalla ECG de 12/6/1 canales de visualización ECG.
- Interpretación Integral e interfaz STRESS ECG.
- Informe de la divulgación completa (1mm).
- Pantalla de ritmo cardiaco en tiempo real.
- Detección de arritmias / Detección de marcapasos / Detección RR variable / frecuencia cardíaca en tiempo real.
- Memoria integrada (70 pacientes).
- Dimensiones: 332 x 308 x 103.8 mm.
- Peso: 3.3 Kg Incluyendo batería recargable.
- Incluye accesorios: Pinzas para ECG. Chupones para ECG. Rollo de papel para ECG. Cable de paciente. Cable de corriente eléctrica. Adaptadores de electrodos.



TRISMED



TRISMED



TRISMED

CARDIPIA203N

ELECTROCARDÍOGRAFO 203N TRISMED.

- Impresión de 1 y 3 canales.
- Modo de operación automática y manual.
- Trazado fiable de ECG.
- Selección de la duración de impresión de ECG.
- Batería recargable.
- Fácil carga de papel libre de obstrucción.
- Comprobación del estado de la batería.

CARDIPIA400R

ELECTROCARDÍOGRAFO 400R TRISMED.

- Pantalla Touch.
- 6 / 3 / 1 canales de registro.
- Pantalla ECG de 12/6 canales o 1 canal.
- Informe de divulgación completa (1mm).
- Registro instantáneo del ECG (8 seg).
- Interpretación comprensiva e interfaz STRESS ECG.
- Reloj en tiempo real (Fecha/hora).
- Pantalla de ritmo cardíaco en tiempo real.
- Detección de arritmia y marcapasos.
- Memoria integrada (70 pacientes).

CARDIPIA200VET

ELECTROCARDÍOGRAFO 200 VETERINARIO TRISMED.

- Electrocardiógrafo de uso veterinario.
- 3/1 canales de registro.
- Pantalla y registro de frecuencia cardíaca.
- Cable de paciente de 4 derivaciones.
- Limpio y fiable trazado del ECG.
- Batería recargable.



TRISMED

CARDIPIA400HVET

ELECTROCARDÍOGRAFO SMART 400 VETERINARIO TRISMED.

- Compacto y ligero.
- 6/3/1 canales de registro.
- Operación de un solo toque.
- Pantalla y registro de frecuencia cardíaca.
- Compacto y ligero.
- Cable de paciente de 4 derivaciones
- Limpio y fiable trazado del ECG
- Batería recargable



ACCESORIOS



TSM3000

SIMULADOR ECG TRISMED.



CH6

CHUPONES PARA ECG 6 PZAS.



CPP

CABLE PARA PACIENTE TRISMED.



PE12C

PAPEL PARA ELECTROCARDÍOGRAFO 12 CANALES, 1 ROLLO.



PE6C

PAPEL PARA ELECTROCARDÍOGRAFO 6 CANALES, 1 ROLLO.




PE3C

PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES, 1 ROLLO.



T1

CARRO DE IMPORTACIÓN PARA ELECTROCARDÍOGRAFO CON BRAZO.



www.hergom-medical.com

Encuentra con nosotros los mejores
productos de veterinaria.

Equipos de diagnóstico • Baumanómetros • Termómetros • Laparoscopia • Endoscopia
Electrocardiógrafos • Ultrasonidos • Electrocirugía • Lámparas • ¡Y mucho más!

Matriz
México D.F.
01(55)3093 9090

Sucursales
Guadalajara
01(33)3617 0335
01(33)3617 0465
Fax 01(33)3618 6165

Monterrey
01(81)1365 2926
01(81)1365 2927
01(81)8346 8282
Fax 01(81)8311 4364

Puebla
01(222)403 2997
01(222)211 4462
Fax 01(222)296 7570

Lada sin costo
y del interior de la República
01800 087 0890

 **@byhergom**

MicroGyn

Colposcopios y Colpocámaras.





Health for Her

MicroGyn

CCA2200

COLPOCÁMARA CON PEDESTAL



- Lente con alcance de 300 mm.
- Resolución de 380,000 pixeles (NTSC) 768(H)x494 (V)
- Desmontable, portátil.
- Enfoque fino.
- Iluminación led con luz blanca que no distorsiona los colores.
- Filtros de color rojo y azul.
- Pedestal y base de plástico.
- También disponible en KIT que incluye: colposcámara, pedestal, CPU y monitor.

KIT CCA2200



CO-LED1

COLPOSCOPIO CON BRAZO PANTOGRÁFICO DE LED



- Brazo pantográfico de fácil manejo y de manipulación suave.
- Objetivo focal 300mm.
- Fusibles de alta durabilidad.
- Bombillas de LED de potencia.
- Iluminación >20000 lx.
- Control de intensidad de luz.
- Enfoque fino, filtros de color azul y verde.
- Adaptador de video con ajuste fino.
- Cámara de video (opcional).
- Capturador de imagen - Sistema Optimed (opcional).

MicroGyn



YDJ-II

COLPOSCOPIO DE BRAZO CON LUZ HALÓGENA.

- Lente con alcance de 300 mm.
- Sistema de perilla de aumentos con cinco posiciones de aumento: 0.4x, 0.6x, 2.5x, 1.6x, 1x.
- Iluminación halógena, transmitida por fibra óptica, filtros de color azul y verde.
- Divisor de ases (salida de video).
- Enfoque fino.
- Brazo pantográfico.
- Tubo de enseñanza (3er ojo).
- Adaptador de video con ajuste fino.
- Cámara de video (opcional).
- Capturador de imagen - Sistema Optimed (opcional).



XTY-1

COLPOSCOPIO DE PEDESTAL CON LUZ HALÓGENA.

- Pedestal movable y base plástica que lo hacen más cómodo.
- Lente de alcance de 300 mm.
- Revolver con 5 posiciones de aumento.
- Enfoque fino.
- Iluminación halógena, filtro verde.
- Fibra óptica protegida y reforzada con acero.
- Binoculares de dioptrías y ángulo de 45 grados.
- Adaptador de video.
- Adquiere por separado: sistema Optimed y cámara de video.



XTY-2B

COLPOSCOPIO DE BRAZO PANTOGRÁFICO DE DOBLE LÁMPARA.

- Lente de alcance de 300 mm.
- Libertad de movilidad con binoculares de 180 grados.
- Revolver con 5 grados de aumento.
- Iluminación halógena transmitida por fibra óptica, filtro verde.
- Lámpara de emergencia con perilla Easy change.
- Brazo articulable (pantográfico) con movilidad de 45 y 360 grados de rentabilidad.
- Adaptador de video con ajuste fino.
- Adquiere por separado: sistema Optimed y cámara de video.



CPCA

CÁMARA PARA COLPOSCOPIO DE ALTA RESOLUCIÓN.

- Cámara 73X11HN de alta resolución NTSC.
- Sensor de imagen 1/3".
- Total de pixeles 816(H) x 495(V).
- 525 líneas en vertical, 60 cuadro/seg.
- Sistema SYNC interno.
- Iluminación mínima 0.8 lux, F1.2, 5600°K.
- Resolución 470 TVL / 580 TVL.
- Salida de video 1.0V p-p
- Fuente de poder DC12V±1V / 110mA



EV-50

EVACUADOR DE HUMO MICROGYN

- Equipo de succión de humo.
- Diseño con facilidad de portabilidad.
- Compatible con equipos de electrocirugía.
- Con carbón activo que elimina malos olores.
- Botón nivelador de succión.
- Ligero y compacto.



ACCESORIOS



USB

SISTEMA OPTIMED PARA COLPOSCOPIO.



X10

FIBRA ÓPTICA COLPOSCOPIO XTY-2B.



x14

FIBRA ÓPTICA PARA COLPOSCOPIO YDJ-II



14

FOCO PARA COLPOSCOPIOS LUZ HALÓGENA.




EV-20

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO PARA EVACUADOR DE HUMO (MOD. EV-50).



mindray





Healthcare within reach

mindray

ULTRASONIDO PORTÁTIL CON TECNOLOGÍA 4D

Z6HB

El Ultrasonido Portátil Doppler Color Z6 está equipado con la combinación ideal de alto rendimiento y costos accesibles que le ofrecen la mejor calidad de imagen, asequibilidad y movilidad.

No hay limitaciones de exámenes para el Z6, bien sea para un análisis de la estructura del bebé o de una tomografía pélvica.

ExFOVMR	Exhibe mejor información de diagnóstico a través de la vista extendida de la estructura anatómica en todas las sondas convexas y lineales.
*iLiveMR	Aplicación con tecnología de punta que genera emocionantes imágenes con efectos visuales 5D.
*iPageMR	Cortes tomográficos a través de una reconstrucción volumétrica.
*Elastografía	Evita Biopsias innecesarias realizando elastografías cualitativas.
*iNeedleMR	Realza la agujas de biopsia y sólidos con ayuda del transductor lineal.
MedSightMR	Envía estudios, imágenes y video desde el ultrasonido al celular del paciente mediante sistema WiFi.
iBeamMR	A través de múltiples ángulos se forma una imagen que realza la resolución y el contraste.
iClearMR	Imágenes con Bordes mas nítidos y continuos, tejidos suaves y uniformes.
PSHI	Imágenes armónicas con inversión de fase.
iTouchMR	Con un solo clic, optimiza instantáneamente la imagen en los modos B y PW.
iZoomMR	Con un click se obtienen instantáneamente la visualización en pantalla completa.
iStationMR	Permite integrar, revisar, administrar y transmitir información de forma efectiva.
iStorageMR	Transferencia directa de las imágenes y los informes a la PC a través de una red.



5D

***iLiveMR**



TRANSDUCTORES



35C50P TRANSDUCTOR CONVEXO.



75L38P TRANSDUCTOR LINEAL.



V10-4BP TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO.



D6-2P TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO.



V10-4BP TRANSDUCTOR LINEAL
ELASTOGRAFÍA.

La mejor tecnología 4D gracias
al transductor volumétrico
Gran funcionalidad del color.



Completa tu equipo Z6 con programas, licencias y accesorios de venta por separado.



Diseño compacto y estilizado con 7.7 kg de peso.



Monitor LCD 15" con función de inclinación ajustable, Doppler color.



Conector Dual para transductores.



Dos niveles de iluminación del teclado.



Análisis continuo de 1.5 hrs, con batería recargable.



Capacidad de almacenamiento de imágenes y video en disco duro interno.




Modos disponible de imagen: 4D, B, 2B, 4B, B/C, B/M, B/PW, TRIPLEX, PW, PDI/DPI, B/BC.



D6-2P TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO PARA TECNOLOGÍA 4D

4D Funciones de rotación y sincronización lo que ofrece una visualización de la imagen en volumen de forma sencilla y rápida desde cualquier dirección.



mindray

Z5HB

ULTRASONIDO PORTÁTIL

El Ultrasonido Portátil Doppler Color Z5 está equipado con la combinación ideal de alto rendimiento y costos bajos que le ofrecen la mejor calidad de imagen en 2D, asequibilidad y movilidad.

No hay limitaciones de exámenes para el Z5, bien sea para un análisis de la estructura del bebe o de una tomografía pélvica.



Modos disponible de imagen: B, 2B, 4B, B/C, B/M, B/Pw, TRIPLEX, PW.

PSH	Imágenes armónicas con inversión de fase
IBeam	A través de múltiples ángulos se forma una imagen que realza la resolución y el contraste.
IClear	Imágenes con Bordes mas nítidos y continuos, tejidos suaves y uniformes.
IStorage	Transferencia directa de las imágenes y los informes a la PC a través de una red
Itouch	Con un soloclick , optimiza instantáneamente la imagen en los modos B y PW.
IZoom	Con un click se obtienen instantaneamente la visualizacion en pantalla ciompleta.
IStation	El sistema de manejo del información le permite integrar, revisar, administrar y transmitir información de forma efectiva.

TRANSDUCTORES



35C50EA TRANSDUCTOR CONVEXO



75138EA TRANSDUCTOR LINEAL



65EC10EA TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO



Diseño compacto y estilizado con 7.7 kg de peso.



Monitor LED 15" con función de inclinación de 30° grados ajustable, Doppler color.



Dos niveles de iluminación del teclado .



Conector Dual universal para transductores



Análisis continuo de 1.5 hrs, con batería recargable



ULTRASONIDO DP10 PW. SISTEMA PORTÁTIL DE ECOGRAFÍA MINDRAY PARA USO HUMANO.

DP10 HB



- PW Doppler pulsado con nivel de volumen.
- Monitor LCD 15" con función de inclinación de 30° grados ajustable.
- Disco Duro de 320 Gb.
- Modos de imagen disponibles: B, 2B, 4B, B/C, B/M, B/PW, TRIPLEX, PW, PDI/DPI, B/BC.
- Diseño compacto y estilizado con 7.7 kg de peso.
- Con formato de reporte, análisis continuo de 1.5 hrs. y batería recargable.
- Conector Dual para transductores.
- Graba video (Super Video) VGA / BNC.
- Adquiere en kit con transductor convexo, lineal o endocavitario.

ULTRASONIDO DP10 PW. SISTEMA PORTÁTIL DE ECOGRAFÍA MINDRAY PARA USO HUMANO.

DP10 VET

mindray
healthcare within reach

- Diseño ergonómico, sistema ligero que facilita el transporte.
- Monitor LED 12.1 con función de inclinación de 30°
- Teclado de silicio, con un estilo nuevo de retroiluminación.
- Compensación de ganancia en función del tiempo (TCG) de 8 segmentos que garantiza el control de imagen preciso.
- Función IP para una optimización rápida de la imagen.
- Compatible con gran variedad de transductores para aplicaciones abdominales, torácicas, cardíacas, tendinosas, oftalmológicas y para regiones pequeñas de animales como perros, gatos, equinos, bovinos, ovinos, etc.
- Disponible con Batería (DP10VB) o sin batería (DP10VET).



TRANSDUCTORES



35C50EB

TRANSDUCTOR CONVEXO
MULTIFRECUENCIA DE 2 A 6
MHZ. PARA DP10HB.



75L38EA

TRANSDUCTOR LINEAL
MULTIFRECUENCIA DE 5 A
10 MHZ, PARA Z5.



D6-2P

TRANSDUCTOR VOLUMETRICO
MULTIFRECUENCIA DE
4 A 6 MHZ, 3D-4D PARA
ULTRASONIDO Z6.



75L38EB

TRANSDUCTOR LINEAL
MULTIFRECUENCIA DE 5 A
10 MHZ PARA DP10HB.



35C50P

TRANSDUCTOR CONVEXO
MULTIFRECUENCIA DE 2 A
6 MHZ PARA ULTRASONIDO
Z6.



35C20EA

TRANSDUCTOR CONVEXO
DP10V VETERINARIO.



65EC10EB

TRANSDUCTOR
ENDOCAVITARIO
MULTIFRECUENCIA DE 5 A
8.5 MHZ PARA DP10HB.



75L38P

TRANSDUCTOR LINEAL
MULTIFRECUENCIA DE 5 A
10 MHZ PARA ULTRASONIDO
Z6.



65C15EAV

TRANSDUCTOR
MICROCONVEXO DP10V
VETERINARIO.



35C50EA

TRANSDUCTOR CONVEXO
MULTIFRECUENCIA DE 2 A
6 MHZ, PARA ULTRASONIDO
Z5.



7L4P

TRANSDUCTOR LINEAL
PARA ELASTOGRAFIA
CON SOFTWARE PARA
ULTRASONIDO Z6 7.5 MHZ.



75L50EAV

TRANSDUCTOR LINEAL
ENDO RECTAL DP10V
VETERINARIO.



65EC10EA

TRANSDUCTOR
ENDOCAVITARIO
MULTIFRECUENCIA DE 5 A 8.5
MHZ PARA ULTRASONIDO Z5.



V10-4BP

TRANSDUCTOR
ENDOCAVITARIO
MULTIFRECUENCIA DE 5 A 8.5
MHZ PARA ULTRASONIDO Z6.

ACCESORIOS



GBTC-10

GUIA DE BIOPSIA
TRANSDUCTOR CONVEXO.



CUS

CARRO PARA ULTRASONIDO
NACIONAL DE MADERA.



GTL

GUIA DE BIOPSIA
TRANSDUCTOR LINEAL.



PA1100S

PAPEL PARA IMPRESORA
110MM X 20MM.

MATE.



GTE

GUIA DE BIOPSIA
TRANSDUCTOR
ENDOCAVITARIO.



PA1100HG

PAPEL PARA IMPRESORA
110MM X18MM.

BRILLANTE.

TORNIQUETES




TORNIQUETE HERGOM GF03A

- Ideal para tomar muestras de sangre.
- Diseño práctico y elegante.
- Estampado corporativo.
- Banda con acabado en nylon.
- Hebilla de plástico.
- Dispositivo de retiro en 2 modalidades: Total y Out Presion.

TORNIQUETE PEDIÁTRICO GF03C

- Ideal para tomar muestras de sangre.
- Diseño práctico y elegante.
- Estampado infantil.
- Banda con acabado en nylon.
- Hebilla de plástico.
- Dispositivo de retiro en 2 modalidades: Total y Out Presion.





REHABILITACIÓN

CARE FOR LIFE



by **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE

RECOVERY & CARE EXPERTS





 **handy**
by  **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE

MULETA DE ALUMINIO.

MLT

- Fabricada en tubo de aluminio de 7/8 de diámetro, (22.2mm) adonizado natural.
- Soporte superior y empuñaduras de alto impacto en hule suave color gris.
- Regatón inferior de plástico resistente al peso del usuario.
- Altura ajustable.
- Disponible en medidas Grande, mediana y chica:
- Muletas grandes 135/155 cms. -**MLT-CH**
- Muletas medianas 115/135 cms. -**MLT-M**
- Muletas medianas 95/115 cms. -**MLT-G**

ACCESORIOS Y REFACCIONES



MLT-BR

BRAZAL DE HULE PARA MULETA DE ALUMINIO.



MLT-AX

AXILAR DE HULE PARA MULETA DE ALUMINIO.



MLT-RG

REGATONES DE HULE PARA MULETA DE ALUMINIO.

SILLA DE RUEDAS SÓLIDA

S2000



- Manubrios abatibles que brinda mayor portabilidad.
- Descansa brazos acojinados tipo escritorio.
- Asiento acojinado con forro de lona.
- Frenos de seguridad articulados.
- Rueda sólida de cañuela y rines cromados.
- Aro motriz de propulsión liso.
- Descansa pies abatibles.
- Banda de seguridad para pantorrillas.
- Estructura tubular plegable.
- Terminado esmaltado.
- Soporta hasta 100 Kg. De peso.



SILLA DE RUEDAS NEUMÁTICA

S2000N

- Manubrios abatibles que brinda mayor portabilidad.
- Descansa brazos acojinados tipo escritorio.
- Asiento acojinado con forro de lona.
- Frenos de seguridad articulados.
- Rueda neumática y rines cromados.
- Aro motriz de propulsión liso.
- Descansa pies abatibles con estriado antiderrapante.
- Banda de seguridad para pantorrillas.
- Estructura tubular plegable.
- Terminado esmaltado.
- Soporta hasta 100 Kg. De peso.



SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR

S300

- Manubrios abatibles que brinda mayor portabilidad.
- Descansa brazos acojinados tipo escritorio desmontables.
- Asiento acojinado tipo tacto-piel.
- Frenos de seguridad articulados.
- Rueda sólida de cañuela con rines de polipropileno.
- Aro motriz de propulsión liso.
- Descansa pies abatibles con estriado antiderrapante.
- Banda de seguridad para pantorrillas.
- Estructura tubular plegable.
- Terminado Cromado.
- Soporta hasta 100 Kg. De peso.



SILLA DE RUEDAS SUPREMA

S400

- Manubrios abatibles que brinda mayor portabilidad.
- Descansa brazos acojinados tipo escritorio desmontables.
- Asiento acojinado tipo tacto-piel.
- Frenos de seguridad articulados
- Rueda sólida de cañuela con rines de polipropileno.
- Aro motriz de propulsión liso.
- Descansa pies abatibles con estriado antiderrapante.
- Elevapiernas desmontables con soporte ajustable a 3 niveles de altura, favorece a la circulación del paciente.
- Estructura tubular plegable
- Terminado Cromado
- Soporta hasta 100 Kg. De peso.





S500

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA MOD.1.

- Respaldo reclinable.
- Descansa brazos blandos tipo escritorio desmontables.
- Control de mando de posiciones (Joystick).
- Asiento acojinado con forro de lona.
- Cinturón de seguridad.
- Frenos de seguridad en llantas traseras.
- Doble batería con duración de 8 hrs. aprox.
- 2 Motores de 150 W.
- Descansa pies abatibles y estructura desmontable.
- Terminado Esmaltado.
- Soporta hasta 110 Kg. De peso.



S600

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA MOD.2.

- Respaldo reclinable.
- Descansa brazos blandos tipo escritorio desmontables.
- Control de mando de posiciones (Joystick).
- Asiento acojinado con forro tipo lona.
- Suspensión de 4 amortiguadores.
- Descansa pies abatibles con estriado antiderrapante.
- Doble batería con duración de 8 hrs. aprox.
- Luces de seguridad.
- Motor de 200 W.
- Soporta hasta 120 Kg. De peso.



S700

SILLA DE RUEDAS PCI INFANTES.

- Diseñada para infantes con parálisis cerebral.
- Amplia gama de regulaciones que permite al usuario una postura correcta y gran confort, evitando deformaciones.
- Asiento, cabecera y respaldo acojinados, con forro de lona antitranspirante.
- Cabecera ergonómica y ajustable.
- Protectores para un mayor soporte (Torso y entrepiernas).
- Descansa brazos blandos tipo escritorio de altura ajustable.
- Elevapiernas ajustable a 90° y 180°.
- Soporte antivolcaduras.
- Frenos de seguridad en llantas traseras.
- Cinturón cruzado de seguridad.
- Soporta hasta 75 Kg. De peso.



S800

SILLA DE RUEDAS PCA ADULTOS.

- Diseñada para adulto con parálisis cerebral.
- Amplia gama de regulaciones que permite al usuario una postura correcta y gran confort, evitando deformaciones.
- Asiento, cabecera y respaldo acojinados, con forro de lona antitranspirante.
- Cabecera ergonómica y ajustable.
- Protectores para torso, cadera y entrepiernas.
- Descansa brazos blandos tipo escritorio.
- Elevapiernas ajustable a 90° y 180°.
- Soporte antivolcaduras.
- Frenos de seguridad en llantas traseras.
- Cinturón cruzado de seguridad
- Soporta hasta 100 Kg. De peso.



S1000

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA MOD. 3.

- Silla De Ruedas De Elevación.
- Ruedas De Fuerte Goma Espuma,
- Confort Seguridad



- Diseño especial con cinturón de reposapiernas
- Flip-op apoya brazos con controlador único
- tanto para conducirla como para subir el asiento

ACCESORIOS



RS005

ELEVAPIERNAS SUPREMA.



RS010

DESCANSAPIÉS
DESMONTABLES ESTÁNDAR.



RS011

DESCANSA PIES POPULAR.



RS012

DESCANSA PIES BASIC.



RS015

SEGURO PARA LLANTA
TRASERA Mod. ELECTRICA.



RS016

LLANTA DELANTERA DE
CANUELA.



RS017

LLANTA TRASERA DE
CANUELA RÍN DE METAL.



RS018

LLANTA TRASERA DE
CANUELA RÍN DE PLASTICO.



RS020

SOPORTE PARA
ELEVAPIERNAS MOD.
ELECTRICA.



RS025

LLANTAS TRASERAS
DE SEGURIDAD MOD.
ELECTRICA.



RS550


BATERIA DE SILLA ELÉCTRICA
PARA MOD.1.



CAMA HOSPITALARIA MANUAL 2 MANIVELAS CON BASE SEMISÓLIDA

C3020-2


- Sistema manual de elevación de 2 posiciones.
- Control de posiciones con 2 manivelas: Cabeza - Pies.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección deslizables.
- Llantas de goma con freno en cada una para mayor seguridad.
- Cabecera y piecero de PVC antioxidante.
- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Soporta un peso de paciente de 135kg y hasta 175Kg con accesorios.



CAMA HOSPITALARIA MANUAL 3 MANIVELAS CON BASE SEMISÓLIDA

C3031-2

- Sistema manual de elevación 3 posiciones
- Control de posiciones con 3 manivelas: Cabeza- Pies- Altura.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección deslizables.
- Llantas de goma con freno en c/u de ellas para mayor seguridad.
- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Soporta un peso de paciente de 135kg y hasta 175Kg con accesorios.




 **handy**
by  **HERGOM**

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA 2 POSICIONES BASE SEMISÓLIDA

C3220-2



- Sistema eléctrico de elevación de 2 posiciones.
- Control remoto de posiciones: cabeza-pies-altura.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección deslizables.
- Llantas de goma con freno en cada una de ellas para mayor seguridad.
- Cabecera y piecera de PVC antioxidante.
- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Soporta un peso de paciente de 135kg y hasta 175Kg con accesorios.



CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA 3 POSICIONES BASE SEMISÓLIDA

C3230-2

- Sistema eléctrico de elevación de 3 posiciones.
- Control remoto de posiciones: -cabeza -pies-altura.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección deslizables.
- Llantas de goma con freno en cada una de ellas para mayor seguridad.
- Cabecera y piecera de PVC antioxidante.
- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Soporta un peso de paciente de hasta 135Kg y 175Kg con accesorios.



handy
by HERGOM

CAMA HOSPITALARIA MANUAL CON RUEDAS.


CHR01

REHABILITACIÓN

CAMAS



- La cabecera y los paneles de pies están hechos del acero con revestimiento epóxico.
- Cuatro paneles de cama tipo rejilla resistente a la corrosión.
- Dos manivelas ubicadas en el extremo de la cama que se ajustan manualmente.
- Equipado con un par de rieles laterales mayor protección.
- Frenos de seguridad.
- Capacidad de carga: 235 kg. incluyendo accesorios.





CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA 5 POSICIONES TRENDELENBURG BASE DE REJILLA.

C3238



- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Cama con sistema eléctrico, incluye batería para casos de emergencia.
- Protectores anti-impactos de plástico de alta resistencia.
- Control remoto de 5 posiciones: - Torso - Pies - Altura - Tren de lembuerg.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad
- Barandales de protección abatibles de aluminio.
- Frenos de seguridad en cada rueda.
- Cabecera y piecera desmontables de PVC.





C3020

CAMA HOSPITALARIA MANUAL 2 MANIVELAS CON BASE DE REJILLA.

- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente
- Cama con sistema manual de 2 posiciones.
- Protectores anti-impactos de plástico de alta resistencia.
- 2 manivelas para control de posiciones: Torso - Pies.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección abatibles de aluminio.
- Frenos de seguridad en cada rueda.
- Cabecera y piecera desmontables de PVC.
- Capacidad de carga: 175 kg. con accesorios.



C3031

CAMA HOSPITALARIA MANUAL 3 MANIVELAS CON BASE DE REJILLA.

- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Cama con sistema eléctrico.
- Protectores anti-impactos de plástico de alta resistencia.
- 3 manivelas para control de posiciones: Torso - Pies - Altura.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección abatibles de aluminio.
- Frenos de seguridad en cada rueda.
- Cabecera y piecera desmontables de PVC.
- Capacidad de carga: 175kg. con accesorios



C3220

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA 2 POSICIONES CON BASE DE REJILLA.

- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Cama con sistema eléctrico.
- Protectores anti-impactos de plástico de alta resistencia
- Control remoto de 2 posiciones: - Torso - Pies.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección abatibles de aluminio.
- Frenos de seguridad en cada rueda.
- Cabecera y piecera desmontables de PVC.
- Capacidad de carga: Hasta 175 kg. con accesorios



C3230

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA 3 POSICIONES BASE DE REJILLA.

- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Cama con sistema eléctrico.
- Protectores anti-impactos de plástico de alta resistencia.
- Control remoto de 3 posiciones: - Torso - Pies - Altura.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección abatibles de aluminio.
- Frenos de seguridad en cada rueda.
- Cabecera y piecera desmontables de PVC.
- Soporta hasta 175Kg. con accesorios



C3238-2

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA 5 POSICIONES TRENDLENBURG BASE SEMISÓLIDA.

- Sistema eléctrico de elevación de 5 posiciones
- Control remoto de posiciones: cabeza-pies-altura-tren de lemburg.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección deslizables.
- Llantas de goma con freno en cada una de ellas para mayor seguridad.
- Cabecera y piecera de PVC antioxidante
- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Soporta hasta 175K. con accesorios



COLCHÓN DE PRESION ALTERNA CON SISTEMA DE BURBUJAS MOD.1

CC01

- Diseñado para el tratamiento y prevención de lesiones como llagas, úlceras, fístulas, escaras y otras heridas.
- 120 Burbujas de aire de inflado alterno.
- Disminuye la sudoración y favorece la comodidad del paciente
- Resistente al frio -30°.
- Compresor de aire ultra silencioso, con soporte para cabecera o piecera.
- Ciclo de inflado alterno cada 6 min.




COLCHÓN DE PRESION ALTERNA CON SISTEMA DE VENTILACION MOD.2

CC02

- Diseñado para el tratamiento y prevención de lesiones como llagas, úlceras, fístulas, escaras y otras heridas.
- 18 burbujas de aire de inflado alterno, con agujeros de baja pérdida de aire, proporcionando una óptima ventilación.
- Disminuye la sudoración y favorece la comodidad del paciente
- Resistente al frio -30°
- Compresor de aire ultra silencioso, con soporte para cabecera o piecera.
- Ciclo de inflado alterno cada 6 min.





CC03

COLCHÓN DE PRESION ALTERNA CON SISTEMA DE EVACUACIÓN MOD.3.

- Diseñado para el tratamiento y prevención de lesiones como llagas, úlceras, fístulas, escaras y otras heridas.
- 24 burbujas de aire de inflado alterno.
- Disminuye sudoración y favorece la comodidad del paciente.
- Colchón con panel desmontable y puerta de evacuación o adaptación de cómodo, para una mayor higiene y confort.
- Resistente al frío -30°.
- Compresor de aire ultra silencioso.
- Ciclo de inflado alterno cada 6 min.



CCW01

COLCHÓN DE AGUA.

- Funcionamiento externo con estructura estabilizadora (contiene aire).
- Seccionando en 3 pares para evitar la flotación excesiva del agua.
- Contenido aproximado de agua: 17 lts.
- Ayuda a prevenir las úlceras de presión, promueve el tratamiento contra el dolor y las complicaciones de la piel debido a la inmovilidad.



CCW02

COLCHÓN DE AGUA Y AIRE.

- Fabricado en resistente material de PVC en color gris.
- Excelentes resultados en procesos de rehabilitación y terapia.
- Para cuidados en el hogar o uso hospitalario.
- Puede llenarse con agua o aire según convenga.
- Sumamente cómodo lo cual permite utilizarlo como auxiliar en terapias de descanso.
- Fácil de instalar.



CC04

COLCHÓN DE 4 SECCIONES PARA CAMA HOSPITALARIA .

- Ideal para el tratamiento y prevención de lesiones como llagas u otras heridas.
- Gracias a su diseño evita puntos de presión causados por la inmovilidad.
- Espuma a relieve de poliuretano que se ajusta al cuerpo del paciente brindando mayor confort.
- Forro de vinil.
- Diseño de 4 secciones que se ajusta al cuerpo del paciente:
- Cabeza, cuello y torso; Glúteos; Piernas; Pantorrillas y pies.



C004-1

COLCHÓN RECTO HOSPITALARIO.

- Diseñado para el tratamiento y prevención de lesiones como llagas, úlceras, fístulas, escaras y otras heridas.





CS01

COJIN PARA SILLA DE RUEDAS.

- Ideal para sillas portátiles, plegables o fijas.
- Evita puntos de presión mientras está sentado.
- Su base permite compensar el efecto hamaca en el asiento.
- Ayuda a prevenir la aparición de escaras, llagas o úlceras.
- Relleno foam (espuma de poliuretano con relieve).
- Resistente al agua.
- Ecológico.

ADS-C

COJÍN DE ASIENTO ANTI DECUBITUS CUADRADO.

- El único diseño ondulado produce ventilación de aire.
- Mantiene la piel seca y promueve la circulación de la sangre.
- Adecuado para todo tipo de personas, incluyendo aquellas que necesitan terapia de rehabilitación y trabajadores de oficina de tiempos prolongados.
- Capacidad de peso: 100 kg.
- Incluye bomba de aire para inflado.

ADS-R

COJÍN DE ASIENTO ANTI DECUBITUS REDONDO. CON BOMBA PARA INFLADO.

- Usado para prevenir úlceras en pacientes que se encuentran en cama por un largo periodo de tiempo.
- Recomendado para reducir dolor y malestar durante el embarazo.
- Cojín ortopédico: ayuda a aliviar dolor de espalda, pélvico, hemorroides y glúteos entumecidos, mediante la reducción de la presión del disco espinal.
- Capacidad de peso: 100 kg.
- Incluye bomba de aire para inflado.



beurer

Health & Well-Being





La marca #1
de Europa





CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL OLV-B1

- Es el más ligero, pequeño y el concentrador de oxígeno más silencioso para viajes y necesidades de oxígeno ambulatorio.
- Flujo continuo, 0-5 L/min ajustable.
- Peso ligero: 5 Kg
- Tamaño compacto: 9.6" X 7.1" X 14.3"
- Tres posibles fuentes de energía 110V, uso para auto. Batería de ion Litio recargable.
- Función anicónica.
- Estuche de transporte vanguardista con correa ajustable.
- No ruidoso, menos de 40 dB (A)





CONCENTRADOR DE OXÍGENO PEDIÁTRICO Y ADULTOS OXYTEC5S

- Adecuado para niños y adultos
- Concentración de hasta el 96% y tasas de flujo de hasta 5 LPM.
- Alta pureza de oxígeno (AVG: 94%).
- Su dispositivo de sensor de oxígeno asegura la alarma de la máquina cuando la pureza es inferior al 82%
- Vaso humidificador: aumenta la humedad del oxígeno en la habitación. Incluye una válvula de alivio de presión.
- Filtros: esterilización de oxígeno, eliminación de polvo, sin aceite y eliminación de olores.
- Dimensiones (LxWxH) 43cm x 32cm x 62cm.
- Monitoreo servicio técnico a través de WIFI (directo con el fabricante).

 **handy**
by HERGOM



Producto de Israel

NEBULIZADOR DE PISTÓN 403D

- Uno de los más pequeños y cómodos del mercado.
- Humidifica el ambiente.
- Nebuliza medicamentos al instante.
- Uso médico y en el hogar.
- Operación intermitente (trabaja por 20 minutos con pausas de 40 minutos).
- Tasa máxima de nebulización: <0.2 mL/min.
- Tamaño: 13 x 6.5 x 6.8 cms.
- Incluye set de accesorios y refacciones.



**403B****NEBULIZADOR DE PISTÓN VERTICAL.**

- Nebulizador de aire comprimido.
- Humidifica el ambiente.
- Nebuliza medicamentos al instante.
- Uso médico y en el hogar.
- Máxima nebulización de líquidos.
- Rango máximo de nebulización: 0.2 mL/min.
- Incluye set de accesorios y refacciones.

**402B****NEBULIZADOR ULTRASÓNICO HOSPITALARIO.**

- Atomiza medicamento líquido en una diminuta y suave niebla mediante la compresión de aire.
- Diseño único que permite la dispersión total en las vías respiratorias.
- Útil también en tratamientos faciales y de belleza.
- Rango máximo de nebulización: ≥ 3 mL/min.
- Incluye set de accesorios y refacciones.

**404 y 405****SET MICRONEBULIZADOR (MASCARILLA, VASO MICRONEBULIZADOR, MANGUERA).**

- Dispositivo que transforma el líquido en aerosol.
- Usados como método diagnóstico y terapéutico.
- Incluye set de accesorios con: mascarilla, vaso y manguera.
- Disponible en versión adulto o pediátrico.
- 404: SET Adulto 405: SET Pediátrico.

ACCESORIOS Y REFACCIONES

**400****MASCARILLA ADULTO PARA NEBULIZADOR.****CANU-A****PUNTAS NAALES ADULTA.****WSM0480****VASO HUMIDIFICADOR.****401****MASCARILLA PEDIÁTRICA PARA NEBULIZADOR.****CANU-P****PUNTAS NAALES PEDIÁTRICA.****403****VASO MICRONEBULIZADOR CON MANGUERA DE 2 MTS.****CANU-N****PUNTAS NAALES NEONATAL.**

KIT TANQUE DE OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 425 LTS. CON O SIN OXÍGENO

KIT-MD



- Equipo para OXÍGENOterapia.
- El Kit incluye: Tanque de oxígeno, regulador, cánulas nasales, bolsa porta tanque.
- Protección integrada en el regulador y el cilindro.
- Alta seguridad con dispositivos.
- Regulador desmontable.
- Muy ligero y práctico.
- Calidad 100 % certificada.
- Disponible sin oxígeno (KIT-MD) y con oxígeno (KIT-MDC).

KIT TANQUE DE OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 680 LTS. CON O SIN OXÍGENO

KIT-ME

- Equipo para OXÍGENOterapia.
- El Kit incluye: Tanque de oxígeno, regulador, vaso humificador, cánulas nasales, carro porta tanque.
- Protección integrada en el regulador y el cilindro.
- Alta seguridad con dispositivos.
- Regulador desmontable.
- Muy ligero y práctico.
- Calidad 100 % certificada.
- Disponible sin oxígeno (KIT-ME) y con oxígeno (KIT-MEC).



KIT TANQUE DE OXÍGENO CON CAPACIDAD
DE 1699 LTS. CON O SIN OXÍGENO

KIT-M60

- Equipo para OXÍGENOterapia.
- El Kit incluye: Tanque de oxígeno, regulador, vaso humificador, cánulas nasales, carro porta tanque.
- Protección integrada en el regulador y el cilindro.
- Alta seguridad con dispositivos.
- Regulador desmontable.
- Muy ligero y práctico.
- Calidad 100 % certificada.
- Disponible sin oxígeno (KIT-M60) y con oxígeno (KIT-M60C).



KIT TANQUE DE OXÍGENO CON CAPACIDAD
DE 2549 LTS. CON O SIN OXÍGENO

KIT-M90

- Equipo para OXÍGENOterapia.
- El Kit incluye: Tanque de oxígeno, regulador, vaso humificador, cánulas nasales, carro porta tanque.
- Protección integrada en el regulador y el cilindro.
- Alta seguridad con dispositivos.
- Regulador desmontable.
- Muy ligero y práctico.
- Calidad 100 % certificada.
- Disponible sin oxígeno (KIT-M90) y con oxígeno (KIT-M90C).



MD

TANQUE PARA OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 425 LTS.
-SIN OXÍGENO.

MDC

TANQUE PARA OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 425 LTS.
-CON OXÍGENO.

ME

TANQUE PARA OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 680 LTS.
-SIN OXÍGENO.



MEC

TANQUE PARA OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 680 LTS.
-CON OXÍGENO.

M60

TANQUE PARA OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 1699 LTS.
-SIN OXÍGENO.

M60C

TANQUE PARA OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 1699 LTS.
-CON OXÍGENO.



M90

TANQUE PARA OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 2549 LTS SIN OXÍGENO.



M90 C

TANQUE PARA OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 2549 LTS CON OXÍGENO.



1010 L

REGULADOR DE OXÍGENO EXTENDIDO 1010 VERDE.



1010

REGULADOR DE OXÍGENO 1010 VERDE.



1030

REGULADOR DE OXÍGENO 1030 VERDE.



ACCESORIOS Y REFACCIONES



BOX

BOLSA PORTA TANQUE DE OXÍGENO MOD. MD 425 Lts.



COX1

CARRO PORTA TANQUE DE OXÍGENO MOD. ME 680 Lts.



COX2

CARRO PORTA TANQUE DE OXÍGENO MOD. M60, M90 (1699 Lts, 2549 Lts.)

ESTIMULADOR DE PULSO ELECTRONICO TENS,EMS/ PARCHES PARA ELECTROESTIMULADOR

MDTS111/ MDPS100



- Utilizado para el alivio temporal de dolores musculares, hombros, cintura, cuello, espalda, brazos y piernas.

- 2 canales de salida. / 3 modos de estimulación: Massage, Beat, Knead (Masaje, golpeteo, sobar).

- Cuenta con 5 programas establecidos: Cintura, hombro, articulación, mano-piernas y palma

- 10 niveles de intensidad. Velocidad ajustable.

- Hasta 15 Minutos de estimulación continua recomendada.

- Equipo incluye: Estimulador de pulso, cables de conexión con Pin, 4 Baterías AAA, 4 Electrodo, manual de usuario

- Adquiere los parches MDPS100 también por separado.



PST7

PASTILLERO SEMANAL. 1 TOMA AL DÍA.

- Organizador de medicamentos,
- División semanal de 7 compartimentos individuales
- Con lectura braile para personas con problemas visuales.

PST3

PASTILLERO REDONDO 3 COMPARTIMENTOS.

- Organizador de medicamentos con 3 compartimentos.
- Dispensador giratorio.
- Cubierta de color traslucido.

PST10

PASTILLERO CAJA 10 COMPARTIMENTOS..

- Organizador de medicamentos compacto.
- Planificar: 6 compartimentos diarios más cuatro. Para la mañana, tarde o noche.



PSTD7

PASTILLERO SEMANAL DUAL. 1 TOMA AL DÍA..

- Pastillero semanal dual.
- Organizador de medicamentos.
- División por colores y días de la semana.
- Horario de planificación diaria: mañana y noche.

PST-T

PASTILLERO TRITURADOR.

- Compuesto de una cavidad donde se coloca la pastilla, una cuchilla que corta de forma limpia y eficaz los comprimidos.
- El triturador de pastillas reduce las pastillas a polvo con un mecanismo sencillo de trituración.

PST7-4


PASTILLERO SEMANAL. 4 TOMAS AL DÍA.

- Organizador de medicamentos.
- División por colores, semanal, organización por 4 semanas.
- Planificador por comidas: cena, once (antes de), almuerzo y desayuno. Optimed (opcional).

ICEBAG-#

BOLSA DE HIELO 600ML.

- Apto para lesiones deportivas y primeros auxilios.
- Aplicación frío o caliente para terapias
- Tapa superior resistente a las fugas.
- Fácil de usar.
- Disponible en:
 - ICEBAG-1. Perfecto para niños o dolores menores.
 - ICEBAG-2. Adolescentes y adultos.
 - ICEBAG-3. Zonas amplias de dolor y contusiones.

A black and white photograph of a surgical procedure. In the foreground, a pair of gloved hands is visible, one holding a surgical instrument. A red semi-transparent banner is overlaid across the middle of the image, containing the text 'ELECTROCIRUGÍA Y LÁSER' in white, uppercase, sans-serif font. The background shows a surgical site with various instruments and a patient's head in the upper right corner.

ELECTROCIRUGÍA Y LÁSER

UNIDADES DE ELECTROCIRUGÍA 1800++ / 1800+/ 1600+

DELTRONIX PLUS+

Los generadores electroquirúrgicos Plus de la familia Deltronix se dedican al corte y coagulación electroquirúrgica de tejidos humanos vivos. Se alcanza este objetivo a través de energía en alta frecuencia. Sus generadores pueden coagular utilizando tanto la técnica monopolar como bipolar.

Equipos ideales para utilizarse en cirugías pediátricas, ginecológicas, plástica-estéticas, buco-maxilo-faciales, endoscópicas, entre otras, según el modelo elegido y poder.

CARACTERÍSTICAS:

- Configuración de salidas aisladas.
- Construido con el fin de eliminar el riesgo de descarga eléctrica o daños al equipo causado por goteo de líquidos en el uso.
- Caja de aluminio con pintura electrostática a base de epoxi de alta resistencia.
- Ventilación por Convección natural.
- Display con 6 mostradores de 7 segmentos.
- Puerta auxiliar es un conector para un plug P2 vinculados a los contactos de un relé. Los contactos del relé permanecen cerrados mientras que la salida sea alimentada y abierta durante el resto del tiempo. (Puede utilizarse para accionar un evacuador de humo, por ejemplo).

DATOS GENERALES

- Dimensiones: 285 x 400 x 100 mm.
- Peso: 4,3 Kg.
- Tensión de Alimentación: 127/220 VAC, 50/60 Hz
- Auto Selector
- Carga Nominal: 500 Ohms
- Frecuencia de los Osciladores 400 kHz aprox.

Estos equipos cumplen las normas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Enmienda IE:2012, ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010, ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011, ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014, ABNT NBR IEC 60601-2-2:2013, Clase de protección ABNT/IEC: clase I - Grado de protección: BF e CF.

POTENCIA DE LOS EQUIPOS



Gráficos para la función

PURE CUT HI

Potencia de salida
x
Resistencia
Modo Monopolar



POTENCIA DE RADIOFRECUENCIA EN LA SALIDA

MODOS		B1800++	B1800+	B1600+
CUT Para los tejidos adiposos o tejidos delicados	PURE CUT (Low / Hi)	200 W	150 W	100 W
	BLEND 1 / MIN (Low/Hi)	190 W	150 W	100 W
	BLEND 2 / MID (Low/Hi)	170 W	150 W	100 W
	BLEND 3 / MAX (Low/Hi)	150 W	150 W	100 W
COAGULATION (COAG)	DESSICATE	120 W	110 W	100 W
	SPRAY	120 W	110 W	100 W
BIPOLAR	STANDARD	100 W	100 W	100 W**
	PRECISE	100 W	100 W	100 W**

** Sólo para el modelo B1600+

DATOS TÉCNICOS:

- Cuatro funciones PURE, BLEND Min y BLEND Max, para corte monopolar con factor de cresta HI, cuatro con factor de cresta LOW y modos pulsátiles.
- Coagulación monopolar: DESSICATE, SPRAY (FULGURATE) y modos PULSÁTILES.
- Dos modos PULSÁTILES: PPC® y UPE® con cinco niveles para cada modo.
- Indicación de tono de la función de Corte y Coagulación.
- Feedback Power Adjust (FPA)®.
- Sistema de monitoreo de la resistencia del paciente (MPRGraph®), con identificación automática del tipo de placa (simple, doble).
- Check-up automático del equipo con código de errores en el panel.
- Activación por control manual y/o pedal.
- Control remoto para ajuste de la potencia por pedal o mango de comando manual.
- Recuperación de los ajustes más recientemente utilizados, función RELOAD.
- Ajuste de volumen del tono de activación en el panel frontal.
- Clave Stand by.
- Puerta auxiliar / activación.
- Conectores con retroiluminación por LED.



B-1800/B-1600

- Electrobisturí de Alta Frecuencia recomendado para pequeñas cirugías veterinarias.
- 3 Niveles de BLEND (BL1, BL2 y BL3).
- Recomendado para técnica de volatización celular.
- Uso general en ambulatorios y clínicas.
- Posibilidad de programar hasta 9 procedimientos quirúrgicos.
- Microprocesado en todas las funciones.
- Memorización digital.
- Sistema de seguridad.
- Botón en el mango para activar funciones.

Cada equipo Deltronix incluye:

- *Lápiz simple monopolar con cable de silicón (2.5m).
- *Lápiz de comando manual con cable de silicón (2.0m).
- *Placa neutra de acero inoxidable flexible (140x195mm) con cable adaptador.
- *Pedal simple de plug Canon Macho con cable.
- *Cable de CA.
- *Manual de usuario.

Características	B-1600 MP	B-1800 MP
Generales	*100 Watts *Salida Monopolar *3 Niveles de Blend	*100 Watts *Salida Monopolar *4 Niveles de Blend
Blend1	70w	100w
Blend2	60w	90w
Blend3	50w	80w
Blend4		70w
Bipolar		Bipolar standart 6w (100 ohms)
Coagulación	50w (300 ohms)	60w (300 ohms)
Energía	110-230 VAC 50/60 Hz 420 KHz	110-230 VAC 50/60 Hz 420 KHz
Peso	5.8 Kg	5.8 Kg

Además de la unidad de electrocirugía el set incluye:

- *Evacuador de humo Microgyn.
- *Regulador de CA.
- *Carrito de traslado.
- *1 Espejo Vaginal de teflón.
- *1 Set de 12 Asas HERGOM (variable).



Disponible en Set y por separado.



- De fácil manejo
- Para uso general en clínicas e hospitales.
- Manipulación simplificada y auto-explicativa.
- Posibilidad de programar hasta 9 procedimientos.
- Comando digital en el mango.
- Memorización digital.
- Comando por teclas UP/DOWN.
- Diferentes niveles de Blend (Mezcla de corte y coagulación).
- Compensación automática de la potencia con variación de la resistencia eléctrica del tejido.
- Sistema de seguridad con alarma sonora, visual y bloqueo del funcionamiento.



SET DE EQUIPOS DE ELECTROCIRUGÍA
DELTRONIX

SET-1800/SET-1600

VET2

UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DELTRONIX VETERINARIO 150 W



- Electrobisturí de Alta Frecuencia recomendado para pequeñas cirugías veterinarias.
- 3 Niveles de BLEND (BL1, BL2 y BL3).
- Recomendado para técnica de volatización celular.
- Uso general en ambulatorios y clínicas.
- Posibilidad de programar hasta 9 procedimientos quirúrgicos.
- Microprocesado en todas las funciones.
- Memorización digital.
- Sistema de seguridad.
- Botón en el mango para activar funciones.



UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA ODONTOLÓGICO.

BO-1300



- Electrobisturí de Alta Frecuencia.

- Apto para todas las clases de aplicaciones de electrocirugía como Corte, Coagulación, Fulguración y Disección.

- 2 Niveles de BLEND.

- Posibilidad de programar hasta 9 procedimientos quirúrgicos.

- Sistema de seguridad.

- Activación de funciones por medio de pedal o activación alternativa con botón en el lápiz monopolar.

- Potencia de salida variable (de 1 en 1 Watt hasta 30 Watts y de 2 en 2 hasta 50 Watts).

- Display Digital de la potencia para todas las funciones.

ELECTROCIRUGÍA Y LÁSER

DELTRONIX

UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DR. OPPEL 500 W.

ST-501



- Bisturí de alta frecuencia: 4Mhz

- Coagulador bipolar de alta frecuencia para macro y micro Coagulaciones.

- Excelente capacidad de corte y coagulación, no solo en cirugía abierta, también en cirugía endoscópica.

- Mínimas molestias post operatorias (rápida cicatrización).

- Pedal para hacer cortes intermitentes a prueba de agua.

- Salida de baja tensión y de alta frecuencia.

- No produce chispa eléctrica, no existe carbonización ni daño al tejido celular circundante.

- Sistema libre de descargas eléctricas y quemaduras, garantizando seguridad para médicos y pacientes.




ACCESORIOS Y REFACCIONES



EV-50

EVACUADOR DE HUMO MICROGYN.



BD70

ELECTRODO DE PALETA 70 mm.




WF10 W10

ELECTRODO CUADRADO 10/10 mm.




CPE

CARRO PARA ELECTROCIRUGÍA.



BQ70 W3

ELECTRODO DE ESFERA 70/3 mm.




WF10 W8

ELECTRODO CUADRADO 10/8 mm.




PED01X

PEDAL SIMPLE DE PLUG PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DELTRONIX.



BQ70 W5

ELECTRODO DE ESFERA 70/5 mm.




WF10 W5

ELECTRODO CUADRADO 10/5 mm.




PN01

PLACA NEUTRA DE ACERO INOXIDABLE PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DELTONIX.



BZ70

ELECTRODO DE AGUJA 70 mm.




WF5 W5

ELECTRODO CUADRADO 5/5 mm.



LD01

LÁPIZ SIMPLE MONOPOLAR PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DELTRONIX.



EO13

ELECTRODO DE GANCHO 45°.




WH20 W20

ELECTRODO DE ASA 20/20 mm.




EV-20

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO PARA EVACUADOR DE HUMO (MOD. EV-50).




KE

ELECTRODO CON BISTURÍ.



WH20 W15


ELECTRODO DE ASA 20/15 mm.

**WH20W12**


ELECTRODO DE
ASA 20/12 mm.

**WH15W5**


ELECTRODO DE
ASA 15/5 mm.

**WS15W10 B**


ELECTRODO DE
TRIÁNGULO B 15/10
mm.

**WH20W10**

ELECTRODO DE
ASA 20/10 mm.

**WH10W8**


ELECTRODO DE
ASA 10/8 mm.

**YD150**


ELECTRODO DE
PALETA 150 mm.

**WH15W15**

ELECTRODO DE
ASA 15/5 mm.

**WH10W10**


ELECTRODO DE
ASA 10/10 mm.

**YQ130W5**


ELECTRODO DE
ESFERA 130/5 mm.

**WH15W12**


ELECTRODO DE
ASA 15/12 mm.

**WH10W5**


ELECTRODO DE
ASA 10/5 mm

**YQ140W5**


ELECTRODO DE
ESFERA 140/5mm.

**WH15W10**


ELECTRODO DE
ASA 15/10 mm.

**WH5W5**


ELECTRODO DE
ASA 5/5 mm.

**YQ140W3**


ELECTRODO DE
ESFERA 140/3 mm.

**WH15W8**

ELECTRODO DE
ASA 15/8 mm.

**WS15W10 A**

ELECTRODO DE
TRIANGULO A 15/10
mm.

**YZ150**

ELECTRODO DE
AGUJA 150 mm.



ASPIRADORES

BEAUTY FOR THEM





Aspiradores Quirúrgicos
y de Liposucción.



ASPIRADOR PORTATIL 18 LTS X MIN. 7E-A

- Capacidad de aspiración: 18 lts. x min.
- Aspiración ultra silenciosa, con vibración reducida.
- Sistema libre de mantenimiento.
- Gabinete elaborado de PVC (resistente a oxidaciones).
- Presión regulable.
- Reloj indicador de potencia.
- Válvula de seguridad (evita derrames de líquidos).
- Control de regulación de aspirador.
- Manguera de silicón.
- Presión máxima ≈ 0.06 MPa



MAQUINA DE LIPOSUCCION 98 LTS X MIN YX980D



- Succión y flujo alto con cilindros de doble pistón.
- Usada especialmente para operaciones quirúrgicas.
- Succiona grandes cantidades de fluido.
- Desempeño satisfactorio.
- Diseño avanzado.
- Requerimientos eléctricos: clase I y equipo tipo B.
- Dimensiones: 38 x 27 x 89 cm.
- Peso: 25.5 kg.
- Botella de almacenamiento (ml): 4000 x 2 (PC), 2000 x 2 (PC).
- Presión máxima ≈ 0.09 MPa.



ASPIRADOR QUIRURGICO 20 LTS X MIN

7A-23B

- Aspiración ultra silenciosa, con vibración reducida.
- Sistema de aspiración continua e intermitente.
- Aspira todo tipo de secreciones.
- Sistema libre de mantenimiento.
- Gabinete elaborado de PVC (resistente a oxidaciones).
- Reloj indicador de potencia.
- Control de regulación de aspirado.
- Cuenta con ruedas para mejor desplazamiento.
- Dimensiones: 35×30.5×79.5 cm
- Botella de almacenamiento (ml): 2500 x2 (vidrio)
- Presión máxima ≈ 0.09 MPa

ASPIRADOR MANUAL MOD.7B-1

7B-1

- Ligero y compacto.
- Práctico y fácil de utilizar.
- No necesita corriente eléctrica.
- Dimensiones: 17x5x18 cms.
- Peso: 192 g.
- Incluye set de accesorios con: tubo de succión, mangueras flexibles F8 y F12, estuche.



ACCESORIOS Y REFACCIONES



YX-10

FRASCO PARA
ASPIRADOR DE
LIPOSUCCIÓN
(YX980D) 4000 ML



YX-20

FRASCO PARA
ASPIRADOR DE
LIPOSUCCIÓN
(YX980D) 2000 ML



YX-150

TAPA PARA
ASPIRADOR DE
LIPOSUCCIÓN



YX-155

SET DE
MANGUERAS PARA
ASPIRADOR DE
LIPOSUCCIÓN



7A-150

FRASCO PARA
ASPIRADOR
QUIRÚRGICO.



7A-153

SET DE
MANGUERAS
PARA ASPIRADOR
PORTÁTIL.



7A-100

FILTRO PARA
ASPIRADOR.



7A-151

TAPA DE FRASCO
QUIRÚRGICO.



7A-200

FRASCO PARA
ASPIRADOR
PORTÁTIL.



7A-101

FILTRO PARA
ASPIRADOR DE
LIPOSUCCIÓN.



7A-152

SET DE
MANGUERAS
PARA ASPIRADOR
QUIRÚRGICO.



7A-201

TAPA DE FRASCO
PORTÁTIL.





ILUMINACIÓN Y EXPLORACIÓN





ENLIGHT
THE
FUTURE

LED-View_{by} **H**

LENTES PROTECTORES BASIC

LE01



- Diseño ergonómico.
- Patillas ajustables para una mayor comodidad.
- Lentes de policarbonato con bloqueo de rayos UV.
- Protección lateral contra impactos o salpicaduras.

LED-View_{by} H

LENTES PROTECTORES LIGHT

LE02

- Diseño aerodinámico.
- Patillas flexibles que reducen la presión por uso continuo.
- Lentes de policarbonato con bloqueo de rayos UV.
- Protección periférica contra impactos y salpicaduras.



LED-View_{by} H

LENTES PROTECTORES ELITE

LE03



- Diseño ultra ligero.
- Patillas acolchadas que reducen la presión por uso continuo.
- Lentes de policarbonato con bloqueo de rayos UV.
- Protección lateral contra impactos o salpicaduras.
- Almohadilla nasal suave y antideslizante que aporta mayor confort.

LED-View_{by} H



LED-View_{by} H

L100-8

LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO LED VIEW

- Lámpara práctica y ligera de larga duración.
- Excelente calidad de visión.
- Foco LED de luz blanca.
- Anticaídas, altamente resistente.
- Diseño moderno, compacto y estético.
- Baterías de alta durabilidad por su bajo consumo.
- Pinza de metal para fijar en el bolsillo.
- Disponible en color: negro, plata, vino, verde y azul.

LED-View_{by} H



L150

LÁMPARA DE LUZ NORMAL ESTUCHE DE METAL.

- Lámpara ligera de aluminio.
- Fuente de luz amarilla LED.
- Cuenta con porta abate lenguas reusable.
- Larga vida útil y eficaz.
- Dimensiones: 12.5 x 1.5 cms.
- Estuche de metal.
- Incluye 2 pilas tipo AAA.




LÁMPARA DE EXPLORACIÓN MULTIÁNGULO PARED Y PISO 50 WTS LEDS.

L202-1


- Fuente de luz LED incandescente.
- Lámpara multiángulos con brazo altamente flexible de gran longitud.
- Fácil de conectar, disponible con soporte de pedestal y pared.
- Enfoque en la parte del cabezal de la lámpara para ajustar exactamente el tamaño del campo de exploración iluminado.
- Tiempo de vida bombilla: 50,000 h.
- Potencia: 30 W-50 W.
- Iluminación: 20,000 lx.



(a)



(b)



(c)

Incluye accesorio para pared (a), los accesorios de mesa (b,c) se venden por separado.

LED-View_{by}H



LED-View_{by}H



LED-View_{by}H



L202A-2

LÁMPARA FRONTAL CON ESTRUCTURA AJUSTABLE 3 WTS.

- Gracias a su diseño ergonómico es fácil de usar y colocar.
- Punto de luz graduable de forma continua.
- Genera una luz blanca, fría y brillante.
- De uso inalámbrico y móvil, gracias a su batería portátil.
- Potencia: 3 W.
- Tiempo de vida bombilla: 50,000 h.
- Color de temperatura: 4500 K - 6000 K.
- Iluminación: 18,000 lx.
- Incluye estuche metálico.

L202A-6

LÁMPARA FRONTAL CON ESTRUCTURA AJUSTABLE 5 WTS, 4 HORAS USO.

- Gracias a su diseño ergonómico es fácil de usar y colocar.
- Punto de luz graduable de forma continua.
- Genera una luz blanca, fría y brillante.
- De uso inalámbrico y móvil, gracias a su batería portátil.
- Tiempo de vida bombilla: 50,000 h.
- Potencia: 3 W.
- Color de temperatura: 4500 K - 6000 K.
- Iluminación: 20,000 lx.
- Incluye estuche metálico.

L202A-7

LÁMPARA FRONTAL CON ESTRUCTURA AJUSTABLE 3 WTS, 6 HORAS USO.

- Gracias a su diseño ergonómico es fácil de usar y colocar.
- Punto de luz graduable de forma continua.
- Genera una luz blanca, fría, brillante y potente.
- De uso inalámbrico y móvil, gracias a su batería portátil.
- Tiempo de vida bombilla: 50,000 h.
- Potencia: 3 W.
- Color de temperatura: 4500 K - 6000 K.
- Iluminación: 16,000 lx.
- Contiene 2 baterías: de 2 y 4 hrs.
- Incluye estuche metálico.



LÁMPARA MULTI LEDS DE PEDESTAL CON BATERÍA PARA EMERGENCIA

L202D-3



- Diseñada con precisión y de gran rendimiento.
- Proporciona una calidad de luz LED regulable y superior.
- Reproducción de color precisa.
- Gracias a su base pequeña libera espacio valioso.
- Ligera y flexible: permite transportarse con una sola mano.
- Lámpara multi ángulos de alto brillo ajustable.
- Tiempo de vida bombilla: 50,000 h.
- Potencia: 18w. Iluminación: 25,000 lx.
- Color de temperatura: 6000 K.
- Incluye Batería de emergencia.

ACCESORIOS Y REFACCIONES



L10 0-PAK

PAQUETE DE 3 PILAS PARA LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO



LR1

SOPORTE DE MESA PARA MOD. L201-1, L201-2, L202-1



LR2

SOPORTE DE RIEL PARA MOD. L201-1, L201-2, L202-1





CONTROL DE PESO

BÁSCULAS CON ESTADÍMETRO

BAME

CONTROL DE PESO

BÁSCULAS



BÁSCULA CON ESTADÍMETRO 140 KGS.

BAME-420

- Estructura de lámina de acero, acabado en esmalte horneado.
- Cuchillas y cojinetes de acero cementado para ofrecer exactitud, precisión y durabilidad.
- Estadímetro formado por 2 secciones en lámina de acero.
- Capacidad de 140 Kg.
- Estadímetro de 192 cms.
- Dimensiones: 44 x 53 x 148 cms.
- Peso: 18 Kg.
- Color: crema.

Fith
By **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE

BÁSCULA CON ESTADÍMETRO 160 KGS.

BAME-425

- Estructura de lámina de acero, acabado en esmalte horneado.
- Cuchillas y cojinetes de acero cementado para ofrecer exactitud, precisión y durabilidad.
- Estadímetro formado por 2 secciones en lámina de acero.
- Capacidad de 160 Kg
- Estadímetro de 200 cm.
- Dimensiones: 44 x 53 x 148cm
- Peso: 21 Kg
- Color: blanco



Fith
By **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE

BÁSCULA CON ESTADÍMETRO 220 KGS.

BAME-430

- Cuerpo de la báscula en lámina de acero, totalmente metálica.
- Báscula con barras de pesas deslizantes a la altura de los ojos de fundición de zamak, Escala legible en ambas barras, la principal de 20 en 20 kg.
- Estadímetro: diseño telescópico, 2 puntos de fijación a la báscula para mejor ensamble.
- Acero de alta duración esmaltado color negro con lectura en contraste blanco para mejor visibilidad.
- Cubierta en la plataforma antiderrapante.



CONTROL DE PESO

BÁSCULAS

CINTA MÉTRICA SILUET

R12

- Ideal para medir cualquier parte del cuerpo.
- Gracias a su curva superior es totalmente ajustable al cuerpo.
- Doble vista (negro y rojo).
- Ligera y fácil de usar.
- 150 cms. de largo.
- Botón retráctil.



CONTROL DE PESO

CINTAS MÉTRICAS



CINTA MÉTRICA MINI BITE

R13

- Ideal para medir cualquier parte del cuerpo.
- Forma circular.
- Ligera y compacta.
- 150 cms. de largo.
- Doble vista.
- Botón retráctil.

Fith
By **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE

CINTA MÉTRICA BMI

R18

- Ideal para calcular el índice de masa corporal (BMI).
- Cuatricolor, refleja el riesgo de obesidad.
- Doble escala (para mujer y hombre).
- Rueda para cálculo inmediato de BMI.
- Forma circular y botón retráctil.
- 150 cms. de largo.



Fith


By **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE



PLICÓMETRO MANUAL

BF01

- Medidor de pliegues subcutáneos.
- Basado en criterios anatómicos y fisiológicos.
- Ideal para médicos, fisiculturistas, deportistas, nutriólogos y personas que necesiten un control periódico de su grasa corporal.



PLICÓMETRO DIGITAL

BF02

- Pinza digital para medir grasa corporal.
- Medidor de pliegues subcutáneos.
- Basado en criterios anatómicos y fisiológicos.
- Ideal para médicos, fisiculturistas, deportistas, nutriólogos y personas que necesiten un control periódico de su grasa corporal.



Fith
By **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE



Health line

The background image is a grayscale photograph of a person's face, heavily blurred. In the foreground, a hand wearing a bright red surgical glove is holding a dark, pointed surgical instrument, possibly a scalpel. A semi-transparent horizontal band with a red-to-purple gradient is positioned across the middle of the image, serving as a backdrop for the text.

MATERIAL DE CURACIÓN

PLUMA DISPARADORA

PDSL

- Pluma disparadora para lancetas.
- Útil para la obtención de sangre de la yema del dedo por medio de lancetas.
- Accesorio tipo pluma con cuerpo de plástico, seguro,
- Proporciona menos dolor a personas diabéticas por múltiples punciones.
- Funcional Para Hospitales, Clínicas y el hogar.



LANCETA ESTÁNDAR

LT

- Lanceta Universal mod. LT.
- Caja con 100 pzs.
- Estéril y desechable.
- Aguja de acero en tubo de plástico.
- Calibre: 28G.
- Segura y menos dolorosa.
- Verificada con la mayoría de los disparadores del mercado.



CUBREBOCAS CAJA CON 50 PZ.

CUB-50



- Cubrebocas de pliegues.
- Sujeción tipo Ear Loop.
- Fijador nasal para un ajuste óptimo.
- 99% eficiencia de filtración bacteriana (BFE).
- 99% eficiencia de filtración Viral (VFE).
- Alta resistencia a fluidos.
- Superficie suave para piel sensible.
- Libre de fibra de vidrio y látex.



CUBREBOCAS PAQUETE CON 10 PZ.

CUB-10

- Cubrebocas de pliegues.
- Sujeción tipo Ear Loop.
- Fijador nasal para un ajuste óptimo.
- 99% eficiencia de filtración bacteriana (BFE).
- 99% eficiencia de filtración Viral (VFE).
- Alta resistencia a fluidos.
- Superficie suave para piel sensible.
- Libre de fibra de vidrio y látex.



Mercy
by **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE


MATERIAL DE CURACIÓN

CUBREBOCAS

Mercy
by HERGOM



Mercy
by HERGOM



Mercy
by HERGOM



H10

CAJA HOJA DE BISTURÍ ALTO CARBÓN # 10.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

H11

CAJA HOJA DE BISTURÍ ALTO CARBÓN # 11.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

H12

CAJA HOJA DE BISTURÍ ALTO CARBÓN # 12.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

Mercy
by HERGOM



Mercy
by HERGOM



Mercy
by HERGOM



H15

CAJA HOJA DE BISTURÍ ALTO CARBÓN # 15.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

H20

CAJA HOJA DE BISTURÍ ALTO CARBÓN # 20.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

H21

CAJA HOJA DE BISTURÍ ALTO CARBÓN # 11.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY .
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

Mercy
by HERGOM



Mercy
by HERGOM



Mercy
by HERGOM



H22

CAJA HOJA DE BISTURÍ ALTO CARBÓN # 22.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

H23

CAJA HOJA DE BISTURÍ ALTO CARBÓN # 23.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

H24


CAJA HOJA DE BISTURÍ ALTO CARBÓN # 24.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

Mercy
by HERGOM



Mercy
by HERGOM



Mercy
by HERGOM



HB10

CAJA HOJA DE BISTURÍ ACERO INOXIDABLE # 10

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

HB11

CAJA HOJA DE BISTURÍ ACERO INOXIDABLE # 11.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

HB12

CAJA HOJA DE BISTURÍ ACERO INOXIDABLE #12.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

Mercy
by HERGOM



Mercy
by HERGOM



Mercy
by HERGOM



HB15

CAJA HOJA DE BISTURÍ ACERO INOXIDABLE #15.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

HB20

CAJA HOJA DE BISTURÍ ACERO INOXIDABLE #20.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

HB21

CAJA HOJA DE BISTURÍ ACERO INOXIDABLE #21.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

Mercy
by HERGOM



Mercy
by HERGOM



Mercy
by HERGOM



HB22

CAJA HOJA DE BISTURÍ ACERO INOXIDABLE #22.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

HB23

CAJA HOJA DE BISTURÍ ACERO INOXIDABLE #23.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.

HB24

CAJA HOJA DE BISTURÍ ACERO INOXIDABLE #24.

- Filo de larga duración.
- Esterilizadas por radiación Gamma 25KGY.
- Caja con 100 hojas de bisturí.
- Disponible en acero inoxidable y al alto carbón.



Material de curación de alta calidad

Mercy
by  **HERGOM**
HERGOM is a registered trademark of Hergom S.p.A.

A grayscale photograph of a woman with dark hair, wearing a white lab coat. She is holding a mobile phone to her ear with her right hand and a dark folder or clipboard with her left hand. The image is overlaid with a semi-transparent brown horizontal band containing the text 'ESTUCHES Y MALETINES' in white, uppercase, sans-serif font.

ESTUCHES Y MALETINES



kipp

By



MALETÍN ENFERMERA VINIL CON CORREA

M1-VC#

- Maletín de enfermería.
- Fabricado en vinil de alta calidad.
- Incluye correa.



Clave	Medidas
M1-VC2	10 x 26 x 15 cm.
M1-VC3	10 x 30 x 17 cm.
M1-VC4	11 x 35 x 21 cm.
M1-VC5	14 x 37 x 21 cm.
M1-VC6	11 x 37 x 26.5 cm.





MALETÍN TRADICIONAL PIEL M2-P*

- Maletín tradicional.
- Fabricado en piel de alta calidad.
- Cómodo y fácil de transportar.
- Elegante diseño.

Clave	Medidas
M2-PCH	10 x 26 x 15 cm. CHICO
M2-PM	10 x 30 x 17 cm. MEDIANO
M2-PG	11 x 35 x 21 cm. GRANDE



 kipp
By  HERGOM®
EQUIPMENT FOR LIFE

MALETÍN TRADICIONAL VINIL M2-V*

- Maletín tradicional
- Fabricado en vinil de alta calidad.
- Cómodo y fácil de transportar.
- Elegante diseño.

Clave	Medidas
M2-VCH	10 x 26 x 15 cm. CHICO
M2-VM	10 x 30 x 17 cm. MEDIANO
M2-VG	11 x 35 x 21 cm. GRANDE



 kipp
By  **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE



ESTUCHE PARA EQUIPO

M#-V

- Fabricado en vinil de alta calidad.
- Cómodo y fácil de transportar.
- Elegante diseño.
- Medida estándar.



Clave	Descripción
M6-V	EQUIPO DE AMIGDALOTOMÍA.
M7-V	EQUIPO DE CESAREA.
M8-V	EQUIPO DE CIRUGÍA GENERAL.
M9-V	EQUIPO DE CIRUGÍA MAYOR.
M10-V	EQUIPO DE CIRUGÍA MENOR.
M11-V	EQUIPO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA.
M12-V	EQUIPO DE COLECISTECTOMÍA.
M13-V	EQUIPO DE CURACIÓN.
M14-V	EQUIPO DE PARTO.
M15-V	EQUIPO DE RETIRO DE PUNTOS.
M16-V	EQUIPO DE SALPINGOCLASIA.
M17-V	EQUIPO DE TRAQUEOTOMÍA.
M18-V	EQUIPO DE VASECTOMÍA.
M19-V	EQUIPO DE VENODISECCIÓN.
M20-V	EQUIPO PARA HISTERECTOMÍA.
M21-V	SET SUTURA.
M22-V	EQUIPO DE VASECTOMÍA SIN BISTURI.



ESTUCHE DE VINIL PARA LARINGOSCOPIOS.

M23-V

- Estuche para laringoscopios.
- Fabricado en vinil de alta calidad.
- Cómodo y fácil de transportar.
- Elegante diseño.



ESTUCHES

ESTUCHES Y MALETINES

The image features a light blue background with a blurred dental instrument, likely a probe or explorer, visible on the right side. The text 'HERGOM' is in a large, bold, black sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below it, the word 'PREMIUM' is written in a smaller, gold-colored sans-serif font.

HERGOM[®]
PREMIUM

Próximamente
Instrumental Odontológico





HERGOM MEDICAL 2018 OANM/ICL/MCHJ

MINDRAY, BEURER, TRISMED, BESTMAN, DELTRONIX, GOWLLANDS, son marcas registradas amparadas por les a nivel Internacional. HERGOM, HERGOM PREMIUM, LED VIEW, XIGNAL, HANDY, MICROGYN, CHECKATEK, KIPP, FITH Y MERCY son Marcas Registradas propiedad de HERGOM MEDICAL y/o JULIO ALBERTO HERRERA GÓMEZ. Los terceros no tienen derecho a usar los logotipos sin consentimiento por escrito por parte de Hergom. Estas marcas se encuentran protegidas bajo el marco legal mexicano, cualquier uso indebido será castigado por las leyes correspondientes.

Permisos de publicidad : 183300202C2896
183300202C2897
183300202C2898
183300202C2899



www.hergom-medical.com

Matriz
México D.F.
01(55)3093 9090

Sucursales
Guadalajara
01(33)3617 0335
01(33)3617 0465

Monterrey
01(81)1365 2926
01(81)1365 2927
01(81)8346 8282

Puebla
01(222)403 2997
01(222)211 4462
Fax 01(222)296 7570

Lada sin costo
y del interior de la República
01800 087 0890