

**REYSA**  
M.R.

**CALIDAD  
EN CADA  
EQUIPO**

**CIRUGÍA PLÁSTICA**

### CABEZAL ARTICULADO



### BRAZOS

Ergonómicos y articulados que permiten la apertura lateral.

### PERSONALIZADO

Este modelo se puede producir en una amplia gama de colores combinando las opciones del color del cuerpo con los de la base del equipo de acuerdo a tus preferencias y necesidades.

### MANEJO

Para facilitar la maniobrabilidad la plancha puede contar con cuatro ruedas dobles con sistema de freno ¡Tú eliges!

### CONTROL

Cuenta con 3 motores manipulados bajo un control de mando manual y switches laterales para la comodidad del especialista (manipulando el tercer motor, descansa piernas)

## PLANCHA 3 MOTORES

### BASE TIJERA

Con capacidad de soporte de 250 kg.

### MÁQUINA DE LIPOSUCCIÓN

Aspira hasta 98 litros por minuto.

### SUCCIÓN Y FLUJO ALTO

Con cilindros de doble pistón (especialmente usada para operaciones quirúrgicas)

### RENDIMIENTO

Succiona grandes cantidades de fluido.

## ASPIRADOR QUIRÚRGICO HERGOM



# MICROSCOPIO LABOMED PRIMA M $\mu$



## VERSÁTIL

Diseñado para proporcionar pruebas diagnósticas y cirugías.

Realiza diagnósticos e imágenes de cirugía de alta calidad.



Combinación de cabezal óptico recto y sistema de enfoque micrométrico.

Accesorios disponibles:

- Divisores de haz
- Cámaras
- Adaptadores para cámaras

## BRAZO

Movimiento vertical del brazo, +/- 250 (500 mm) con apagado de ahorro de energía en posición de parada.



## ÓPTICAS APOCROMÁTICAS

Un sistema óptico Galileo apocromático de 3 pasos que produce imágenes libres de aberraciones corregido para todas las longitudes de onda primaria.

## SOPORTE MÓVIL

Puede montarse sobre un soporte y ser trasladado cómodamente de una sala a otra.

# LÁMPARA CON LUPA LED

## BRAZO

Brazo contrabalanceado con movimiento en horizontal y vertical, con giro de 270°.



## LUPA

Aumento de 6 dioptrías.

## LUZ LED


Lámpara con luz LED fría.





## ACABADO

Acabado en pintura esmaltada. ¡Elige tu color!

## MOVILIDAD

Base con ruedas.





Equipos y Muebles  
diseñados con  
mayor confort,  
ergonomía e higiene  
para su uso médico.

[www.reysamueblesmedicos.com](http://www.reysamueblesmedicos.com)

[www.reysaequiposmedicos.com](http://www.reysaequiposmedicos.com)

 /reysamueblesmedicos

 /reysa\_muebles\_medicos

 55 4131 7882

 [contacto@reysaequiposmedicos.com](mailto:contacto@reysaequiposmedicos.com)



Empresa 100%  
Mexicana

REYSA ES UNA MARCA REGISTRADA.  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Emiliano Zapata 50, Col. Centro,  
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX,  
México, C.P. 06060

**55 5590 8790**

**REYSA**  
M.R.


**COLORÍMETRO  
PLANCHA 3 MOTORES**



**ELIGE TU  
COLOR**

# REYSA

M.R.



## COLORÍMETRO PLANCHA 3 MOTORES COLORES CÁLIDOS



MELÓN




MANDARIN



PEACH



SALMÓN



ORANGE



MARFIL



STHONE




CAMEL



LILAC



LILA 778



SANGRÍA



UVÍN




ROSA SUPER




ROSA LIGHT



ROJO  
MEDIO




DARK  
CHERRY




MARRON BT



MAUVE MADRID




CAFÉ BARK



CAFÉ  
TABACO

# REYSA

M.R.



## COLORÍMETRO PLANCHA 3 MOTORES COLORES FRÍOS




PERLA SAF



GRIS DÉBIL




GRIS  
OBSCURO



GRIS AGUA



TURQUESA



AGUA BT



PAVO




SOFT BLUE



SKIN BLUE



AZUL MEDIO



AZUL REY




AZUL AÑIL



AZUL REAL




AZUL  
MEDITERRANEO



NEGRO  
WALLABY




NEGRO  
NOVILLE



BLANCO  
POLAR




BLANCO  
LISO



EVER  
GREEN

**REYSA**  
M.R.


**COLORÍMETRO  
LÁMPARA LED**



**ELIGE TU  
COLOR**

# REYSA

M.R.



## COLORÍMETRO LÁMPARA LED

