

∴ **Esfigmomanómetro Digital Automático HEINE® EN 200 BP**

Valores de medición fiables gracias a la extraordinaria precisión de medida y guía de navegación intuitiva.

NEW!



Display gráfico con 16 millones de colores con pantalla táctil.

Digital, totalmente automático y con guía de navegación intuitiva. Fácil de usar, optimiza el flujo de trabajo y ahorra tiempo.

Posibilidad de guardar en la memoria los últimos valores de la tensión arterial y del pulso. Cada modo de medición dispone de 500 espacios de memoria.

Detecta de un **modo seguro** cualquier arritmia cardíaca y artefacto por movimiento.



Extraordinaria precisión de medida y absoluta precisión de resultados (+/-3 mmHg, pulso 30–220/min). Cumple con los elevados requerimientos de la Sociedad Europea de Hipertensión respecto a la exactitud de valores medidos.

Tres modos de medición: rápida medición individual, medición doble, medición manual (auscultórica con estetoscopio).

Preparación higiénica fácil y rápida antes de cada uso gracias al diseño optimizado y sin piezas de manejo móviles.

Tecnología de medición electrónica fabricado exclusivamente para HEINE por ERKA.

EN 200 BP Sets

EN200 BP para uso individual (cable USB largo, fuente de alimentación de enchufe E4-USB), cable espiral para conectar los manguitos, 3 manguitos Quick Cuff para uso continuo (adultos, pequeños / adultos / adultos, grande)

M-000.09.171

EN200 BP para el uso con el Transformador de Pared EN 200 (cable USB corto), cable espiral para conectar los manguitos, 3 manguitos Quick Cuff para uso continuo (adultos, pequeños / adultos / adultos, grande)

M-000.09.170

Accesorios

Cesto para depositar manguitos [01]

M-000.09.140



[01]

MANGUITOS PARA TENSION ARTERIAL PARA EN 200 BP:

- ∴ Conector para brazaletes de metal en alta calidad.
- ∴ Distintos manguitos para cada ámbito de uso.
- ∴ Especialmente tolerable para la piel. Sin látex ni PVC. Biocompatible.
- ∴ Fácil manejo. Manguito con burbuja integrada. Preparación higiénica simplificada.



Manguitos Quick Cuff (uso continuado)

Adultos, pequeños	20,5 – 28 Perímetro/cm	M-000.09.803
Adultos	27 – 35 Perímetro/cm	M-000.09.804
Adultos, grande	34 – 43 Perímetro/cm	M-000.09.805
Adultos, XL	42 – 54 Perímetro/cm	M-000.09.806

Manguitos Quick Cuff single patient (uso para un solo paciente)

Adultos, pequeños (10 uds.)	20,5 – 28 Perímetro/cm	M-000.09.813
Adultos (10 uds.)	27 – 35 Perímetro/cm	M-000.09.814
Adultos, grande (10 uds.)	34 – 43 Perímetro/cm	M-000.09.815